



PHALLOSAN[®] forte

Danke, dass Sie sich für PHALLOSAN® forte entschieden haben / Thank you for purchasing PHALLOSAN® forte!

Inhalt / Content:

DE	Gebrauchsanweisung.....	Seite 4
EN	Instructions for use	Page 8
FR	Mode d'emploi.....	Page 12
SP	Instrucciones de uso.....	Página 16
IT	Istruzioni per l'uso.....	Pagina 20
PT	Instruções de uso	Página 24
NL	Gebruiksaanwijzing.....	Page 28
SWE	Bruksanvisning.....	Sida 32

Holen Sie sich die PHALLOSAN® forte App gratis / Get PHALLOSAN® forte App for free:



iOS



Android

Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone oder Tablet um die App herunterzuladen.

Scan the QR code with your smartphone or tablet to download the app.

Wir sind auch auf / Follow us on:

 Instagram — Dr.Phallosan

 Facebook — Phallosan



GEBRAUCHSANWEISUNG

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres PHALLOSAN® forte! PHALLOSAN® forte wird seit 18 Jahren erfolgreich weltweit angewandt. PHALLOSAN® forte wird auf Rezept bereits von Krankenkassen vergütet. Unser Team aus Urologen und Medizintechnikern entwickelte das aus unserer Sicht effektivste und innovativste Produkt seiner Art, PHALLOSAN® forte.


Zweckbestimmung und Indikationen:

PHALLOSAN® forte wird empfohlen für die Behandlung

- » Penisvergrößerung-Penisverlängerung
- » Angeborene/erworbene Penisverkrümmung und Induratio penis plastica (IPP)
- » Erektions- und Potenzstörung
- » Postoperative Nachbehandlung aus Prostata-OP
- » Schwellkörpertraining des Penis in jedem Alter


Packungsinhalt:

1. Elastischer Gurt, der um die Taille geführt wird incl. Schaumstoff-Ring (A), in den der Penis bis zur Basis eingeführt wird. Schiebescnalle (B), mit der Sie den Gurt individuell in der Länge verstellen können und Adapter (C) am Gurt, der mit der Saugglockeneinheit verbunden wird.
 2. a) Saugglocke in der Größe S mit PHALLOSAN® forte – S-Dichtmanschette
2. b) Saugglocke in der Größe M mit PHALLOSAN® forte – M-Dichtmanschette
2. c) Saugglocke in der Größe L mit PHALLOSAN® forte – L-Dichtmanschette und montierte Zuggabel (3)
 3. Zuggabel mit Zugfedereinrichtung zum Einstellen der Zugstärke im Ampelsystem mit Adapter für den Gurt.
 - 4./5. Protektor-Kappen für die Eichel, um diese bei zu starker Zugeinstellung zu schützen.
 6. Saugpumpe mit 3-Wegeventil
 7. Meßschablone
- Online-Gebrauchsanleitungs Guide
Gratis-Extras: Ein aus Satin bestehender Beutel für Reisen mit 4 extra Manschetten (1xS, 2xM, 1xL)



Vorbereitung zur Anwendung:

1. Gurt



Breiten Sie bitte den orthopädischen PHALLOSAN® forte Gurt vor sich aus und stellen Sie ihn mit der Schiebe-Schnalle (B) auf seine größte Länge ein.

2. Auswahl der Saugglocke/ Dichtmanschette

Ermitteln Sie mit der beigelegten Meßschablone (7) Ihre passende Saugglockengröße. Ziehen Sie den nicht erigierten Penis vom Körper weg und messen Sie am Penischaft.



Die Glocke der Größe L (2c) ist mit der Dichtmanschette Größe L (2c) und der Zuggabel mit Zugfedereinrichtung im Set bereits verbunden.

Sollten Sie eine andere Größe benötigen, entfernen Sie die Zuggabel (3).

Nehmen Sie nun die für Sie passende Glocke und adaptieren Sie diese mit der Saugpumpe, diese rastet nur in der Stellung mit dem Pfeilsymbol (↓) ein. Die geeignete Dichtmanschette (2) wird über den Wulst der Glocke gestülpt und die Zuggabel (3) wieder angebracht.



Beim Anbringen an die Glocke ist unbedingt zu beachten, dass der Wulst der Glocke in die Nut der Dichtmanschette am dicken Ende der Dichtmanschette einrastet. Wird die Dichtmanschette zu weit über den Wulst der Glocke gezogen, reißt die Dichtmanschette.






Oben: Falsch, zu weit über die Glocke gestülpt und nicht eingepudert!

Unten: Richtig, und eingepudert.

Beachten Sie, dass die Dichtmanschette nach wenigen Tagen seine Beschichtung verliert. Sie sollten deshalb Baby puder erwerben und diesen auf der äußeren Fläche der Dichtmanschette anbringen. Es bildet sich eine Schutzschicht, die die Dichtmanschette vor Abrieb, Verkleben und Zerreißen schützt.

Klemmen Sie die Saugglocke zwischen Ihre Knie. Rollen Sie die Dichtmanschette vorsichtig unter leichtem Zug 1 cm bis zum Saugglockenrand und stülpen Sie dieses hinter

den Wulst der Glocke. Seien Sie bitte vorsichtig und beschädigen Sie die Dichtmanschette nicht mit scharfen Fingernägeln, oder ähnlichem. Üben Sie keinen starken Zug beim Zurückrollen aus.



Besonderheiten der neuen





PHALLOSAN® forte Dichtmanschette

Die PHALLOSAN® forte Dichtmanschetten bestehen aus medizinischem Silikon, somit sind Reizungen oder allergische Reaktionen ausgeschlossen. Diese Innovation bietet Ihnen nicht nur einen besseren Komfort, die Dichtmanschette schmiegt sich einzigartig an das Glied an. Es ist an einer Stelle ca. 3 mm dick, dort wird es an der Glocke angebracht, an der dünnsten Stelle ist es 0,3 mm stark, um sich am Penischaft weich anzuschmiegen.

Die für Sie perfekte Saugglocke ist bereit für den Einsatz!

3. Protektor-Kappe

Bitte entnehmen Sie die Protektor-Kappe (4 oder 5), die für jede Penisgröße passt. Ziehen Sie die Protektor-Kappe mit Daumen und Finger beider Hände auseinander und stülpen diese über die Eichel. Sie sollte dabei eng anliegen.



Wichtig ist, dass sich nach dem Anbringen der Kappe möglichst wenig Luft an der Eichelspitze befindet. Von Vorteil ist es, wenn man die Protektor-Kappe am Penis im leicht erigierten

Zustand anlegt. Die Protektor-Kappe soll die Eichel vor den Nebenwirkungen einer eventuell zu starken Zugeinstellung schützen. Erfahrene Nutzer können auf die Protektor-Kappe nach einigen Wochen auch verzichten.

Alle notwendigen Vorbereitungen zur Anwendung sind nun abgeschlossen.

Anwendung:

1. Führen Sie nun den Penis mitsamt Protektor-Kappe in die Saugglocke ein und rollen Sie die Dichtmanschette vom Wulst der Glocke über dem Penis ab.



2. Drehen Sie die grüne Nase des Ventils an der Saugpumpe (6) auf das Saug-Symbol und betätigen Sie die Saugpumpe, indem Sie diese mit dem Finger mehrmals eindrücken. Die Eichel wird dadurch noch weiter in die Glocke gesaugt. Die Dichtmanschette schmiegt sich sanft an den Penischaft.



3. Stellen Sie jetzt die grüne Nase des Ventils an der Saugpumpe (6) auf das Schloss-Symbol, um das Mikrovakuum aufrecht zu erhalten.



4. Nehmen Sie nun den bereits vor sich ausgebreiteten Gurt und stülpen Sie den weißen Schaumstoffring (A) über die gesamte Saugglockenvorrichtung bis dieser an der Penisbasis anliegt.

5. Führen Sie nun das Gurtende um die Hüfte herum.

6. Drehen Sie die Spange der Zuggabel (3) mit ihrem offenen Ende zum Körper hin und verbinden Sie die beiden Ösen (C).



7. Verstärken Sie die Gurtspannung mithilfe der Gürtel-Schiebe-Schnalle (B), bis Sie erkennen können, dass der Penis gedehnt wird und das Ampelsystem Grün anzeigt. Achten Sie darauf, dass der Gurt in der Leistenbeuge schräg nach oben verläuft. Ziehen Sie den Gurt deshalb hinten am Gesäß nach oben in Richtung Taille. Ist der Gurt in der Höhe der Gesäßfalte angebracht, erhöht sich beim Sitzen die Zugspannung, was nicht sein sollte.



8. Sie können nun wie gewohnt ihrem normalen Alltag nachgehen oder PHALLOSAN® forte auch nachts während des Schlafs tragen, da die Blutzirkulation zu keinem Zeitpunkt eingeschränkt ist.

Beenden der Anwendung

Nehmen Sie zuerst den Gurt ab und drehen Sie die grüne Markierungsnase des Ventils der Saugpumpe auf das Pfeilsymbol. Das Vakuum entweicht. **Bitte ziehen Sie die Dichtmanschette NICHT mit Ihren Fingern auseinander, da dieses sonst sofort reißen wird!** Rollen Sie bitte die Dichtmanschette vorsichtig in Richtung Eichel zurück und entfernen Sie die Sauglockenvorrichtung.

Technische Besonderheiten

Bitte bedenken Sie, dass es sich vereinfacht dargestellt um eine Saugglocke mit Dichtung handelt. Deshalb ist es nicht wichtig wie weit die Dichtmanschette über den Penis reicht. Die Dichtmanschette ist nicht konstruiert, die Kraft auf den Penis zu übertragen. Die Kraftübertragung erfolgt einzig über das sich in der Glocke bildende Mikro-Vakuum.

Sollten Sie während der Tragezeit bemerken, dass das Vakuum etwas nachlässt und die Eichel eventuell zu weit aus der Glocke gleitet, kann das mehrere Ursachen haben. In jedem

Fall tritt Luft ein. Dies kann über den Penischaft erfolgen, wenn die Intim-Behaarung nicht sorgsam entfernt wurde, oder eine zu weite Dichtmanschette gewählt wurde.

Entfernen Sie, soweit nötig, am Penis eventuelle Schamhaare. Dies kann durch Rasur, oder durch eine milde Enthaarungscreme erfolgen.

Abhilfe

Drehen Sie die grüne Markierungsnase des Ventils der Saugpumpe vom Schloss-Symbol weg zum Saugsymbol.

Saugen Sie die Eichel so wieder in die Glocke und verschließen Sie das Ventil, indem Sie die grüne Markierungsnase wieder in Richtung Schlosssymbol drehen.

Rutscht die Eichel immer noch aus der Glocke ist die Ursache eindeutig in der zu weiten Dichtmanschette zu finden.

Sie haben die Möglichkeit, diese individuell auf Ihre Größe selbst einzustellen, um somit höchste Effizienz zu erreichen. Wenn Sie z.B. empfinden, dass die M-Glocke die richtige Größe hat, die Dichtmanschette aber zu groß am Penischaft ist, können Sie die S-Dichtmanschette auf die M-Glocke setzen. Sie können das gleiche mit der L-Glocke und der M-Dichtmanschette machen.

Bitte in keinem Fall die S-Dichtmanschette auf die L-Glocke setzen. Das Material würde reißen.

Pflegeanleitung FORTE/PLUS:

Die Dichtmanschette darf und soll von der Glocke abgenommen werden und sollte aus hygienischen Gründen mit Seife handwarm gewaschen werden.

Bewahren Sie die Dichtmanschette abgerollt auf, bis Sie es wieder benutzen.

Bitte vergessen Sie nie, die Dichtmanschette nach Gebrauch im abgerollten Zustand außen mit Baby puder einzustäuben.

Auch die Saugglocke sollte wie oben beschrieben täglich gereinigt werden. Entfernen Sie aber vorher die Saugpumpe, indem Sie die grüne Markierungsnase des Ventils der Saugpumpe in Richtung des Doppelpfeils bewegen. Ziehen Sie Saugpumpe vorsichtig aus der Saugglocke heraus. Die Saugpumpe darf nicht mit Wasser oder Fett in Berührung kommen, da die empfindlichen Ventile ansonsten nicht mehr einwandfrei funktionieren.

Stufenplan zum exakten Anpassen der Zugstärke des Gurtes auf das Bindegewebe des Penis:



Vorwort:

Das Bindegewebe des Körpers ist abhängig von der jeweiligen Erbanlage. Wir entwickelten deshalb eine Ampelkonstruktion, die es Ihnen ermöglicht, die Gurtspannung auf Ihr Bindegewebe exakt anzupassen. Achten Sie in jedem Fall darauf, die Zugstärke Anfangs im unteren grünen Bereich zu halten. So erzielen Sie die optimalen Ergebnisse einer Penisvergrößerung in Länge und Umfang ohne Nebenwirkungen.

1. Tag

Stellen Sie die Zugspannung nur im unteren grünen Bereich ein und tragen Sie PHALLOSAN® bitte nur 1 Stunde. Entfernen Sie den Gurt und drehen Sie die grüne Markierungsnase des Ventils der Saugpumpe in Richtung des Pfeilsymbols. Das Vakuum entweicht.

Rollen Sie bitte die Dichtmanschette vorsichtig in Richtung Eichel zurück und entfernen Sie die Sauglockenvorrichtung.

Begutachten Sie nun den Bereich am Penis, der zwischen der Öffnung der Harnröhre und dem Bändchen der Vorhaut (Frenulum) an der Unterseite der Eichel ist. Dieser Bereich ist die empfindlichste Gewebestelle am Penis. Hat sich diese Stelle rötlich gefärbt oder ist diese angeschwollen, war die Zugspannung des Gurtes zu stark. Beenden Sie die Anwendung an diesem Tag. Sollten Sie Veränderungen am Penis festgestellt haben, beginnen Sie erst wieder, wenn sich dies zurückgebildet hat.

2. Tag bis zum 8. Tag

Konnten Sie PHALLOSAN® forte am Vortag tragen ohne dass es zu Verfärbung oder Schwellung an der beschriebenen Stelle kam, können Sie PHALLOSAN® eine Stunde länger tragen.

Verlängern Sie die Tragezeit jeden Tag um eine Stunde. Nach 8 Tagen ist die Eingewöhnung abgeschlossen.

PHALLOSAN® kann nach der Eingewöhnungsphase auch nachts getragen werden. Sie werden bemerken, dass an den beiden Symbolen für das Pumpen und Verschließen fühlbare Noppen angebracht sind, um ein Pumpen oder Verschließen auch ohne Sichtkontakt zu ermöglichen. Die Dichtmanschette dehnt sich bei einer nächtlichen Erektion, die Durchblutung wird nicht beeinträchtigt, sie wird verbessert.

Sie werden PHALLOSAN® forte begeistert tragen, der Penis kann in wenigen Wochen messbar länger werden und an Umfang zunehmen. Sie werden positive Nebenwirkungen, wie stärkeren sexuellen Antrieb und Lust empfinden.

Anwendungsdauer

PHALLOSAN® sollte täglich 8–10 Std., 6 Tage die Woche getragen werden, jederzeit aber auch länger!

Nebenwirkungen/Vorsichtsmaßnahmen

Die Anwendung von PHALLOSAN® forte erfolgt auf eigene Gefahr, ist jedoch bei Einhaltung der Gebrauchsanweisung unbedenklich. Es sollte jedoch, gerade in den ersten Anwendungswochen, kein zu starker Zug auf den Penis ausgeübt werden.

Treten Schwellungen und/oder Bläschen an der Vorhaut oder an der Eichel auf, ist die Gurtspannung zu stark eingestellt. Pausieren Sie unbedingt, bis die Schwellung bzw. die Bläschen abgeheilt sind. Stellen Sie den Zug anschließend etwas leichter ein.

Bisweilen verspüren Sie am Penischaft einen Druckschmerz, dieser kann daraus resultieren, dass das wulstige Ende der Dichtmanschette auf dem Silikonschaum-Ring aufliegt und so Schmerz auslöst.

Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle, sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

Abhilfe:

Rollen Sie das Ende der Dichtmanschette etwas vom Silikonschaum-Ring zurück, ein Druckschmerz wird nicht mehr auftreten.

Sie können auch die Zugspannung des Gurtes über den Körper verteilen, um Spannung von der Penisbasis zu reduzieren. Umfassen

Sie den Gurt im Bereich der Verbindung an der Saugglocke und führen Sie die Zugspannung um den Körper herum zur Entlastung der Penisbasis. Es klingt kompliziert, ist es aber nicht, die Zugspannung verteilt sich nun über dem gesamten Bereich des Gurtes.

Kontraindikationen

Nach Alkoholgenuss, nach Einnahme von Drogen sowie schmerzstillenden Medikamenten, Schlaf- und Beruhigungsmitteln, da hiervon das natürliche Schmerzempfinden beeinträchtigt sein kann und Sie eventuell auf Schmerzen nicht zeitnah reagieren würden. Vermeiden Sie die Benutzung von PHALLOSAN® forte bei Infektionen oder offenen Wunden am Penis.

Wie messe ich exakt den Längenzuwachs des Penis?

Verwenden Sie bitte einen Zollstock. Ein Maßband ist nicht geeignet. Halten Sie den Penis im nicht erigierten Zustand gerade vom Körper weg (90 Grad). Legen Sie den Zollstock von oben betrachtet seitlich am Penis an. Drücken Sie den Zollstock gegen das Schambein.

Wichtig

Ermitteln Sie zu Beginn der Anwendung Ihr genaues Körpergewicht ohne Kleidung. Bei einer eventuellen Gewichtszunahme bildet sich besonders im Schambereich der Intimbehaarung um den Penis eine Fettschicht. Diese Fettschicht verkürzt die Distanz von der Penis Spitze zum Schambein und verfälscht (verkürzt) das Ergebnis. Mediziner bezeichnen diese als Fettschürze.

Nachbestellungen

Alle Teile von PHALLOSAN® forte können einzeln bei uns nachbestellt werden. Sollten Sie weitere Fragen oder Anregungen haben, stehen Ihnen unsere Experten jederzeit zu den normalen Telefongebühren kostenfrei zur Verfügung.

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten, die wir auch im Internet unter

www.phallosan.at, www.phallosan.de,
www.phallosan-info.ch
veröffentlichen.

Kontakt:

Hotline +423 235 84 77
(Liechtenstein, Mo-Fr 14-16 Uhr MEZ)
service@swissana.com
Für noch mehr Informationen:
www.phallosan.info

Ihr PHALLOSAN® forte Team

PHALLOSAN® PLUS+ BEDIENUNGSANLEITUNG

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie PHALLOSAN® plus+ verwenden. Dies ist ein Erweiterungsset für PHALLOSAN® forte und kann nur zusammen mit dem Paket PHALLOSAN® forte verwendet werden!

Bitte besuchen Sie für Anleitungen zu PHALLOSAN® forte www.phallosan.info!

Verpackungsinhalt PHALLOSAN® plus+:

1. Adapter-Vorrichtung
 - » anwendbar bei jeder Glockengröße
 - » flexibles Bewegen
 - » Sicherheitsclip
 - » einfaches Entfernen
 - » patentiert
2. Das Stangensystem mit weißem Basising
 - » kann auf jede Penisgröße verlängert werden
 - » optimale Spannung
 - » optional hohe oder komfortable Kraft
3. Protektorkappe
 - » eine Druckgarnitur für den Bereich der Eichel
 - » bessere Ergebnisse durch
 - » mehr Kraft
 - » mehr Sicherheit
 - » höhere Leistung

Verpackungsinhalt PHALLOSAN® forte:

4. Harte Kunststoffglocke mit angebrachten Manschettenkondomen
 - » bis zu 4 Größen für jede Männlichkeit
 - » transparente Sicherheit
 - » optionale Zwischengröße (große Glocke-mittlere Manschette)
 - » anti-allergisches Material
 - » 3-Ventil-System
 - » Komfort trifft auf Effektivität
5. Integrierte Vakuumpumpe
 - » generiert ein Mikro-Vakuum
 - » keine Schädigung von Gewebe/Schwellkörpern/Venen
 - » besseres Ergebnis
 - » maximale Leistung




Vorbereitung:

1. Auswahl von Saugglocke/ Manschette (aus der PHALLOSAN® forte Packung)


Wählen Sie die richtige Größe der Hartplastikglocke und des Manschettenkondoms mit der Messschablone aus. Ziehen Sie den nicht erigierten Penis von Ihrem Körper weg und messen Sie den Penischaft.

Befestigen Sie die Vakuumpumpe an der Hartplastikglocke. Sie arretiert nur in der Stellung mit dem Pfeilsymbol (↑). Drehen Sie sie auf das Pumpensymbol (↓).


Rollen Sie das Manschettenkondom über die Hartplastikglocke. Achten Sie beim Befestigen der Manschette an der Glocke bitte darauf, dass der verstärkte Teil (die Kerbe) der Manschette genau an der Kante der Hartplastikglocke positioniert ist.




Wenn die Manschette zu weit über die Kante der Glocke gezogen wird, kann die Manschette beschädigt werden.



Rollen Sie die Manschette vorsichtig an die Kante der Saugglocke, bis der Abstand zwischen der aufgerollten Manschette und der Kante der Saugglocke 1 cm beträgt.





Nun können Sie die aufgerollte Manschette einfach hinter die Kugel der Saugglocke ziehen. Legen Sie die Saugglocke und die aufgerollte Manschette beiseite und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.



2. Protektorkappe

Ziehen Sie die Protektorkappe mit beiden Händen auseinander und schieben Sie diese über den Bereich der Eichel. Sie sollte bequem, aber trotzdem fest sitzen.




Nach dem Aufsetzen der Protektorkappe müssen Sie sicherstellen, dass an der Spitze der Eichel so wenig Luft wie möglich vorhanden ist.

Legen Sie nun die Hartplastikglocke/Manschette/Pumpe beiseite.

3. PHALLOSAN® plus+


Nehmen Sie das Stangensystem und halten Sie den weißen Basising neben Ihre Peniswurzel. Verlängern oder verkürzen Sie die Stangen, bis sie 5 cm (2 Zoll) länger als der nicht erigierte Penis sind.



Platzieren Sie den weißen Basising über Ihrem Penis (am besten im Sitzen). Befestigen Sie die Adaptervorrichtung am Ende der Stangen.

Anwendung:


1. Nehmen Sie nun die bereits vorbereitete Hartplastikglocke/Manschette/Pumpe. Platzieren Sie die Eichel zur Hälfte in der Glocke und rollen Sie das Manschettenkondom soweit Sie wünschen ab.



2. Drücken Sie die Pumpe 3-5 Mal und drehen Sie das grüne Ventil auf das Verriegelungssymbol.




3. Drücken Sie zum Schluss die Stangen mit der Adaptervorrichtung nach unten, befestigen Sie den C-Clip an der Hartplastikglocke und lassen Sie los.



4. Jetzt sollten Sie fühlen und sehen, dass der Penis gestreckt wird.

Wichtig: Für das beste Ergebnis ist Kontinuität und nicht hohe Kraft erforderlich.



Entfernen des PHALLOSAN® plus+:

Bitte drehen Sie zuerst das grüne Ventil der Saugglocke auf das Pfeilsymbol. Das Vakuum entweicht. Bitte rollen Sie die Manschette vorsichtig zurück in Richtung Hartplastikglocke, um die gesamte Saugvorrichtung zu entfernen. **Dehnen Sie die Manschette nicht mit den Fingern, da sie sonst sofort reißt.** Sie kann problemlos entfernt werden, indem Sie die Manschette einfach nach oben rollen.

Nebenwirkungen/Vorsichtsmaßnahmen

Die Anwendung von PHALLOSAN® plus+ erfolgt auf eigene Gefahr, ist jedoch bei Einhaltung der Gebrauchsanweisung unbedenklich. Es sollte jedoch, gerade in den ersten Anwendungswochen, kein zu starker Zug auf den Penis ausgeübt werden.

Treten Schwellungen und/oder Bläschen an der Vorhaut oder an der Eichel auf, ist die Einstellung zu stark. Pausieren Sie unbedingt, bis die Schwellung bzw. die Bläschen abgeheilt sind.

Stellen Sie den Zug anschließend etwas leichter ein. Haben Sie bitte Geduld, das Verfahren ist im Anwendungserfolg vergleichbar mit einer Kieferregulierung. Die Kontinuität der Dehnung, nicht allein die Zugstärke ist der Garant des Erfolgs!

Achtung: Die Verwendung von Phallosan plus ist während des Schlafens nicht geeignet!

Jetzt haben Sie die perfekte Zugkombination. Egal, für welchen Zweck:

Penisvergrößerung:

Verwenden Sie die Adaptervorrichtung mindestens 6 Stunden täglich an 5 Tagen pro Woche.

Es geht nicht um hohe Kraft, das Erreichen einer Zellstimulation hängt von der Kontinuität ab.

Dadurch werden neue Zellen generiert und eine mögliche Zunahme der Länge um 4,5 cm (1,9 Zoll) und des Umfangs von 2,5 cm (1,1 Zoll) sind erreichbar.

Erektionsstörung:

5 Stunden an 3 Tagen pro Woche führen zu stark verbesserter Durchblutung und stimulieren dadurch Ihre Prostata und das sexuelle Verlangen.

Die Schwellkörper werden mehr Blut aufnehmen können und Erektionen werden häufiger und dauerhafter sein.

IPP/Penisverkrümmung:

IPP/Penisverkrümmung können durch eine Kombination aus PHALLOSAN® forte und Adaptervorrichtung geheilt werden. Wichtig: Verwenden Sie PHALLOSAN® forte an 4 Tagen pro Woche und die Adaptervorrichtung an 2 Tagen, um die Verkrümmung zu begradigen.

Die Verkrümmung kann begradigt werden, wenn neue Zellen in dem Narbengewebe um den verkrümmten Bereich generiert werden. Auf diese Weise wird der Penis begradigt.

Kontakt:

E-Mail: service@phallosan.com

Für weiter Informationen:

www.phallosan.info

Ihr PHALLOSAN® Team



PHALLOSAN® forte
PHALLOSAN® plus+

LESEN SIE DIE GEBRAUCHSANWEISUNG VOLLSTÄNDIG VOR GEBRAUCH DES PRODUKTS.

WARNUNG: BEACHTEN SIE FOLGENDE HINWEISE ZUR SICHERHEIT.

Das Gerät darf **nicht** beim Wasserlassen, bei sportlichen Aktivitäten, beim Geschlechtsverkehr oder anderen anstrengenden körperlichen Aktivitäten getragen werden.

Es sollte auch **nicht** nach dem Konsum von Alkohol oder der Einnahme von Schmerz- oder Rauschmitteln getragen werden. Ebenso **nicht** bei:

- Wunden oder entzündeten Stellen am Penis oder an anderen Körperstellen, die mit dem PHALLOSAN®-Gürtel in Berührung kommen,
- Schmerz, Taubheitsgefühl oder Verfärbung an der Eichel,
- anderen unerwünschten Reaktionen. Tritt ein solcher Fall auf, muss das Gerät umgehend gelockert und entfernt werden.

Bei Verletzungen am Penis darf das Gerät erst dann getragen werden, wenn diese vollständig verheilt sind.

Tragen Sie PHALLOSAN® forte/PHALLOSAN® plus+ nach einer Operation erst, wenn Ihr Arzt dies genehmigt hat.

Verwenden Sie PHALLOSAN® forte/PHALLOSAN® plus+ **nicht**, wenn Sie unter Venenproblemen oder Bindegewebschwäche leiden.

Verwenden Sie das Gerät **nicht** bei jeglicher Art von Piercing im Genitalbereich. Das Gerät darf **nicht** in Bereichen mit erhöhter Sturz und Rutschgefahr getragen werden.

Besondere Vorsicht ist beim Treppensteigen oder beim Gehen auf rutschigem Untergrund geboten.

Das Gerät darf **nicht** beim Umgang mit Maschinen, Kraftfahrzeugen oder heißen Gegenständen sowie beim Radfahren oder Kochen getragen werden.

Verwenden Sie beim Tragen/Benutzen des Gerätes keine Cremes, Vaseline oder andere feuchtigkeitsspendende Substanzen.

Verwenden Sie das Gerät **nur so**, wie in diesem Handbuch beschrieben.

Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten Materialien. Wenden Sie keine anderen Tragetechniken an, als die in diesem Handbuch beschrieben.

Wir übernehmen keine Verantwortung oder Haftung für Schäden, die durch die Nutzung von Produkten oder Dienstleistungen resultieren, die über diese Website erworben wurden. Dies gilt für alle direkten oder indirekten Schäden, Begleit- oder Folgeschäden (einschließlich, aber **nicht** ausschließlich, Schäden und Verluste durch Geschäftsausfall, entgangenem Gewinn, Unterbrechung oder dergleichen). Bei Fragen zu den hier aufgeführten Nutzungsbedingungen, können Sie sich jederzeit an uns wenden.



Swiss Sana AG
Kirchstrasse 3
9490 Vaduz
FL-Liechtenstein

☎ 00423 235 84 77

Email: service@swissvana.com

Bei Risiken oder Nebenwirkungen
kontaktieren Sie bitte Ihren Arzt
oder unsere Phallosan Hotline



INSTRUCTIONS FOR USE


Congratulations on purchasing your PHALLOSAN® forte! PHALLOSAN® forte has been being used around the world with much success for 18 years. Prescription PHALLOSAN® forte is reimbursed by the health insurance companies. Our team consisting of urologists and medical technicians developed what we think is the most effective and innovative product of its kind, PHALLOSAN® forte.

Purpose and indications:

- PHALLOSAN® forte is recommended as a treatment for
- » penis enlargement-penis extension
 - » congenital/acquired penile curvature and induratio penis plastica (IPP)
 - » erectile dysfunctions
 - » post-surgical follow-up treatment after prostate surgery
 - » training the cavernous body of the penis at any age


Package contents:

1. Elastic belt, which is strapped around the waist incl. foam-rubber ring (A), into which the penis is inserted all the way to the base. The buckle (B), with which you can adjust the length of the belt individually and adapter (C) on the belt, which is connected to the suction bell.
 2. a) Suction bell in size S with PHALLOSAN® forte – S-sleeve condom
 2. b) Suction bell in size M with PHALLOSAN® forte – M-sleeve condom
 2. c) Suction bell in size L with PHALLOSAN® forte – L-sleeve condom and assembled tension clip (3)
 3. Tension clip with tension spring attachment to adjust the intensity of the tension using a traffic light colour code system with adapter for the belt.
 - 4./5. Protector cap to protect glans against strong tension settings.
 6. Suction ball with 3-way valve
 7. Measuring template
- Instruction Guide
Traveller Bag with 4 extra sleeve condoms (1xS, 2xM, 1xL)



Preparation

1. Belt



Spread the orthopaedic PHALLOSAN® forte belt out in front of you and adjust it to its longest length using the buckle (B).

2. Selection of the suction bell/sleeve

Determine your correct suction bell size using the enclosed measuring template (7). Pull the flaccid penis away from your body and take measurement on the penis shaft.



The bell in size M (2c) is already connected to the sleeve size M (2c) and the tension clip with tension spring attachment in the set.

Should you require a different size, please remove the tension clip (3).

Now, please take your appropriate bell and adapt it using the suction ball; it only snaps into the position with the arrow symbol (↕). The appropriate sleeve (2) is slipped over the bead of the bell and the tension clip (3) is reattached.



When attaching to the bell, it must be observed that the bead of the bell snaps into the groove on the sleeve on the thick end of the sleeve. If the sleeve is pulled too far over the bead of the bell, the sleeve can rupture.





Top: Wrong, pulled too far over the bell and not powdered!

Bottom: Right and powdered.

Please observe that the sleeve loses its coating after several days. Therefore, you should purchase baby powder and apply this to the outer surface of the sleeve. It forms a protective coat, which protects the sleeve against friction, adhesion and tearing.

Clamp it the suction bell between your knees. With a slight pull, carefully roll the sleeve condom 0.40 inch to the edge of the suction bell and pull it behind the bead of the suction bell.

Please be careful and do not damage the sleeve with sharp fingernails or the like. Do not pull hard when rolling back.







Special features of the new PHALLOSAN® forte sleeves

The PHALLOSAN® forte sleeves consist of medical silicone, thus ruling out the risk of irritation or allergic reactions. This innovation not only offers you more comfort but also provides a uniquely snug fit around the penis. A part of it is approx. 3 mm thick, that is where it is attached to the bell; its thinnest area is 0.3 mm thick, to smoothly adapt to the shaft of your penis.

Your perfect suction bell is now ready for use!

3. Protector cap

Please remove the protector cap (4/5), which fits any penis size. Pull the protector cap apart using both hands and slip it over the glans. It should fit snugly.



After fitting the cap, it is important to make sure that as little air as possible remains at the tip of the glans. It can be helpful to slip the protector cap over the penis when the latter is in a slightly erected state. The protector cap should protect the glans against the effects of possible excess tension.

Experienced users can usually do away with the protector cap after a few weeks.

All necessary preparations for the application have now been completed.

Application:

1. Now, insert the penis including the protector cap into the suction bell and roll the sleeve back from the bead of the bell over the penis.



2. Turn the green protruding marker on the valve of the suction ball (6) to the suction symbol and press the suction ball several times with your fingers. By doing so, the glans is drawn further into the bell. The sleeve smoothly adapts to the shaft of the penis.



3. Now, turn the green protruding marker on the valve of the suction ball (6) to the lock symbol, to maintain the micro-vacuum.



4. Now, please take the belt previously spread out before you and slip the white foam-rubber ring (A) over the complete suction bell apparatus until it rests against the root of the penis.

5. Now, pull the end of the belt around your waist.

6. Turn the open end of the tension clip (3) towards your body and connect both eye-lets (C).



7. Tighten the fit of the belt using the belt buckle (B) until you can feel that your penis is being stretched and the traffic light colour code system indicates green. Please make sure that the belt slants upwards in the groin area. To do this, pull the belt upwards around the buttocks towards the waist. If the belt slips to the fold of the buttocks, i.e. parallel to the penis, the tension will be further increase when sitting, which may be unpleasant.



8. You can now carry on with your everyday business or also wear PHALLOSAN® forte while sleeping, given that your blood circulation is not restricted at any time.

Ending the application

First, please take the belt off and turn the green valve of the suction ball to the arrow symbol. The vacuum escapes. Please roll the sleeve carefully back towards the hard plastic cup and remove the complete suction device.

Do not stretch the sleeve with your fingers, to remove the vacuum, as it will otherwise rip immediately! It will be easily removed when simply rolling the sleeve upwards.

Special technical features

Put simply, this apparatus is a suction bell with a seal. Therefore, it is not important how far the sleeve reaches over the penis shaft. The sleeve is not designed to transmit force to the penis. This solely takes place by the micro-vacuum formed in the bell.

Should you feel that the vacuum has slightly decreased while wearing the apparatus and the glans has possibly slipped too far out of the bell, this can be the result of several factors. In any case, air is penetrating. This can take place via the penis shaft if pubic hair was not diligently removed or a sleeve, which is too wide, was selected.

As far as necessary, please remove possible pubic hair from the penis. This can be done by shaving or using a mild hair removal cream.

Remedy

Turn the green protruding marker on the valve of the suction ball away from the lock symbol to the suction symbol. In this manner, draw the glans back into the bell and close the valve by turning the green protruding marker back towards the lock symbol.

If the glans is still slipping out of the bell, the cause is definitely the sleeve, which is apparently too wide.

You have the option of adjusting this individually to your size and in doing so, achieving optimum efficiency. For example, if you feel that the M bell is the correct size but the sleeve is too large for the penis shaft, you can place the S sleeve on the M bell. You can do the same with the L bell and the M sleeve.

Under no circumstances can you place the S sleeve on the L bell. This can cause the material to rupture.

Instructions for care FORTE/PLUS:

The sleeve can and should be detached from the bell and should be washed in lukewarm water for hygienic reasons.

Keep the sleeve rolled up until you need it again.

Please never forget to apply baby powder to the outside of the sleeve after use when rolled out.

The suction bell should also be cleaned daily as described above. Do not forget to remove the suction ball first by moving the green protruding marker on the valve of the suction ball towards the double arrow. Carefully pull the suction ball out of the suction bell. The suction ball may not come in contact with water or oil because the sensitive valves would then no longer function efficiently.

Step-by-step plan for the precise adjustment of the tension of the belt to the connective tissue of the penis.



Preamble:

The body's connective tissue depends on the respective hereditary disposition. Therefore, we developed a traffic light colour code system, to enable you to adjust the belt tension precisely to your type of connective tissue. In any case, please make sure that the tension is in the lower green range in the beginning. This will help you achieve optimum results for penis enlargement in length and width without any negative side-effects.

Day 1

Only set the tension in the lower green range and do not wear PHALLOSAN® for more than 1 hour. Remove the belt and turn the green protruding marker on the valve of the suction ball towards the arrow symbol. The vacuum escapes.

Carefully roll the sleeve back towards the glans and remove the suction bell apparatus.

Now, examine the point on the penis between the opening of the urethra and the frenulum on the underside of the glans. This is the most sensitive tissue on the penis. If it is reddened or swollen, the belt tension was too tight. Suspend the application for today. If you detect changes on the penis, do not begin application again until these have subsided.

Day 2 to 8

If you were able to wear PHALLOSAN® forte on the previous day without suffering from discoloration or swelling on the points in question, you can wear PHALLOSAN® one hour longer.

Extend the period of wear every day by one hour. After 8 days you will have adjusted to wearing the apparatus.

After the adjustment period PHALLOSAN® can also be worn at night. You will notice that you can feel nubs on both symbols for pumping and locking, which enables pumping or locking without having visual contact. The sleeve expands during night-time erections; circulation is not impeded, it is improved.

You will wear PHALLOSAN® forte with enthusiasm. Your penis can become measurably longer and thicker in only a few weeks. You will experience positive side effects such as a stronger sex drive and greater pleasure.

Period of application:

PHALLOSAN® should be worn 8–10 hours per day, 6 days a week, and at any time even longer!

Side effects/Precautions

PHALLOSAN® forte is used at your own risk however, it does not pose any risks if used according to the instructions. Particularly during the first weeks of application, excess tension on the penis should be avoided.

If swelling and/or blisters occur on the foreskin or on the glans, the belt will have been set too tight. It is imperative to discontinue use until the swelling or blisters have disappeared. Then set the tension somewhat looser.

Occasionally you can feel pressure pain on the penis shaft; this can result from the bulging end of the sleeve resting on the silicone rubber-foam ring and therefore, cause pain.

All serious incidents relating to the device must be notified to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

Remedy:

Slightly roll the end of the sleeve back from the silicone rubber-foam ring; pressure pain will no longer occur.

You can also distribute the tension of the belt over the body, to reduce tension on the root of the penis. Take hold of the belt where the suction bell is connected to it and lead the tension around the body to relieve the root of the penis. It sounds complicated but it is not; the tension is now distributed throughout the entire area of the belt.

Contraindications:

After consuming alcohol, after taking drugs as well as painkillers, sleeping pills and tranquilizers because your natural perception of pain may be compromised and you may not be able to promptly react to pain. Avoid using PHALLOSAN® forte in the event of infections or open wounds on the penis.

How do I measure the exact increase in the length of my penis?

Please use a foot rule. A measuring tape is not suitable. Hold your penis in a flaccid state away from your body (90 degrees). Position the

foot rule on the side of your penis (as seen looking down). Press the rule against your pubic bone.

Important

Before beginning with the application, determine your exact body weight without clothing. In the event of a possible weight gain, a layer of fat forms – in particular – in the pubic area of the pubic hair around the penis. This layer of fat reduces the distance between the tip of the penis and the pubic bone, thus falsifying (shortening) the result. Physicians call this an abdominal apron.

Repeat orders

All parts for PHALLOSAN® forte can be reordered individually from us. Should you have any other questions or suggestions, feel free to contact our experts at any time free of charge. You merely have to pay the normal telephone charges. At all times, we reserve the right to make technical modifications, which we will also make available on the Internet at

www.phallosan.com
www.phallosan.co.uk

Hotline:

Phone +423 235 84 77
(Liechtenstein, Mo-Fr 14-16 TIME MEZ)
service@swissana.com
for more Information:
www.phallosan.info

Your PHALLOSAN® forte Team

PHALLOSAN® PLUS+ INSTRUCTIONS FOR USE

Please read the instructions for use before using PHALLOSAN® plus+. This is an additional set for PHALLOSAN® forte and can only be used in combination with the package PHALLOSAN® forte!

For instructions to PHALLOSAN® forte please visit www.phallosan.info!

Package content PHALLOSAN® plus+:

1. The Adapter Leverage
 - » applicable for every bell size
 - » flexible move
 - » safety clip
 - » easy removing
 - » patent
2. The Rod System with White Base Ring
 - » to be extended for every penis size
 - » optimal tension
 - » optional high a comfort force
3. Protector Cap
 - » a pressure suit for the glans area
 - » higher results through
 - » more Force
 - » more safety
 - » higher Performance

Package content PHALLOSAN® forte:

4. Hard Plastic Bell with attached Sleeve Condoms
 - » up to 4 sizes for every manhood
 - » transparent safety
 - » optional mid-size (large bell-medium sleeve)
 - » anti-allergic material
 - » 3 valve system
 - » comfort meets effectivity
5. Integrated Vacuum Pump
 - » creates micro vacuum
 - » no harm to tissues/spongy bodies/veins
 - » better result
 - » maximum output




Preparation:

1. Selection of the suction cup / sleeve (from PHALLOSAN® forte package)


Choose the correct Hard Plastic Bell and sleeve condom size using the measuring template. Pull the flaccid penis away from your body and take measurement on the penis shaft.

Attach the Vacuum Pump on the hard Plastic Bell; it only engages into the position with the arrow symbol (↑). Turn it to the pump symbol (↓).


Roll the sleeve condom above the hard plastic Bell. When attaching the sleeve to the cup, please take care that the thick part (the groove) of the sleeve is positioned exactly on the edge of the hard plastic bell.



If the sleeve is pulled too far over the edge of the cup, the sleeve can be damaged.






Carefully roll the sleeve to the edge of the suction cup until you have 1 cm space between the rolled up sleeve and the edge of the suction cup.



Now you can easily pull the rolled up sleeve behind the bead of the suction cup. Put the suction cup and rolled sleeve to the side and go to the next step.

2. Protector cap

Pull the protector cap apart using both hands and slip it over the glans area. It should fit cozy but tight.





After placing the protector cap, it is important to make sure that as little air as possible remains at the tip of the glans.

Now put the complete Hard Plastic Bell/Sleeve/Pump aside.

3. PHALLOSAN® plus+


Take the Rod System and hold the White Base ring right next to your Penis Root. Extend or minimize the rods so they are 5 cm (2 inch) longer than the flaccid Penis.



Place the white base ring above your penis (best while sitting). Attach the adapter Leverage to the end of the Rods.

Application:


1. Now, take the already Prepared Hard Plastic Bell/Sleeve/Pump. Place the Glans area half way into the Bell and Roll the sleeve condom off as far as you like.



2. Press the pump 3-5 times and turn the green valve to the Lock Symbol.




3. Lastly you press the Rods with the Adapter Leverage down and the C clip on to the hard plastic bell and let go.



4. You should feel and see that the Penis is now being stretched.

Important: it is not about the high force but continuity to achieve the highest output.



How to remove PHALLOSAN® plus+:

First, please turn the green valve of the suction ball to the arrow symbol. The vacuum escapes. Please roll the sleeve carefully back towards the hard plastic cup and remove the complete suction device. **Do not stretch the sleeve with your fingers as it will otherwise rip immediately.** It will be easily removed when simply rolling the sleeve upwards.

Side Effects / Precautions

PHALLOSAN® plus+ is used at the user's own risk, but is safe if the instructions for use are followed. However, especially during the first few weeks of use, the penis should not be pulled too hard.

If swelling and/or blisters appear on the foreskin or glans, the setting is too strong. It is essential to pause until the swelling or blisters have healed.

Then adjust the tension a little lighter. Please be patient, the procedure is comparable in success to a jaw adjustment. The continuity of the stretching, not only the strength of the tension, is the guarantor of success!

Attention: The use of Phallosan plus is not suitable during sleep! Please use PHALLOSAN® forte for this purpose.

You have now the perfect combination of traction. No matter for what purpose:

Penis Extension:

Use Adapter Leverage for at least 6 hours a day, 5 days a week.

It is not about a high Force, it depends on the continuity to achieve a Cell Stimulation.

Through this, new cells will be implanted and a possible increase in length of 1.9 inch and 1.1 inch in girth can be achieved.

Erectile Dysfunction:

5 hours, 3 Days a week will achieve a much higher Blood circulation and therefore stimulates your Prostate and sexual desire.

The spongy bodies will be able to capture more blood and therefore erections will come more frequently and be more durable.

IPP/Penis Curvature:

IPP/Penis Curvature can be healed with the combination of PHALLOSAN® forte and the

Adapter leverage. Important: use PHALLOSAN® forte for 4 days a week and the Adapter leverage for 2 days to straighten the curve.

The curvature will be straightened as new cells are implanted into the scar tissue around the bended area. Through this the penis will be straightened.

Contact:

E-Mail: service@phallosan.com

For more information:

www.phallosan.info

Your PHALLOSAN® team



PHALLOSAN® forte
PHALLOSAN® plus+

READ THE COMPLETE INSTRUCTION FOR USE BEFORE USING THE PRODUCT!

WARNING: THE FOLLOWING PRECAUTIONS MUST BE OBSERVED

The device **must not** be worn during bowel movements, during sports activities, during intercourse or other strenuous physical activity.

Neither should it be worn after consumption of alcohol or ingestion of pain-killers or euphorants or if there are

- any wounds or infected areas on the penis or where PHALLOSAN® is attached at the body.
- If pain, numbness or discoloration of the penis head,
- or any other untoward reaction occurs the device must be loosened and removed immediately.

In case of wounds on the penis the device **must not** be worn until these have healed entirely.

In the case of surgery, **do not** use PHALLOSAN® forte/PHALLOSAN® plus+ until your doctor tells you to.

Do not use PHALLOSAN® forte/PHALLOSAN® plus+ if you have problems with venous problems or connective tissue weaknesses.

Do not use the device when you have any kind of piercing at the genital area.

The device **should not** be worn while moving in areas where there is an

increased risk of falling and caution must be exercised when climbing stairs, walking on slippery floors etc.

The device **should not** be worn neither when handling any kind of machinery, motorized vehicles or hot objects nor when bicycle or cooking.

Do not use any creams, Vaseline and other moisture substances while wearing/using the device.

Use the device **only as we describe** in the manual, **do not** use any other materials than the ones we provide you or use other wearing techniques than the ones we tell you in the manual.

We **do not** take any responsibility and we are not liable for any damage caused through use of products or services purchased through this website, be it indirect, special, incidental or consequential damages (including but not limited to damages for loss of business, loss of profits, interruption or the like). If you have any questions regarding the terms of use outlined here, please do not hesitate to contact us at any time.



Swiss Sana AG
Kirchstrasse 3
9490 Vaduz
FL-Liechtenstein

☎ 00423 235 84 77

Email: service@swissana.com

In case of risks or side effects
please contact your doctor
or our Phallosan hotline



REF 5000



MODE D'EMPLOI


Félicitations pour l'achat de votre PHALLOSAN® forte! PHALLOSAN® forte est utilisé dans le monde entier depuis 18 ans. PHALLOSAN® forte peut être remboursé par les caisses d'assurance maladie sur ordonnance. Notre équipe d'urologues et de techniciens médicaux a développé le produit le plus efficace et le plus innovant à notre avis, PHALLOSAN® forte.

Objet et indications:

- PHALLOSAN® forte est recommandé pour le traitement de
- » agrandissement du pénis — allongement du pénis
 - » Hypoplasie pénienne congénitale/acquise et Induratio penis plastica (IPP)
 - » Troubles de l'érection et de la puissance
 - » Traitement postopératoire des interventions sur la prostate
 - » Développement du tissu érectile pénien à tout âge


Contenu de l'emballage:

1. Ceinture élastique, qui se fixe autour de la taille, avec anneau en mousse (A), dans lequel le pénis est inséré jusqu'à sa base. Boucle coulissante (B), pour le réglage de longueur de la ceinture et adaptateur (C) pour relier la ceinture à la cloche d'aspiration.
 2. a) Cloche d'aspiration taille S avec PHALLOSAN® forte — Préservatif à manchette S
 2. b) Cloche d'aspiration taille M avec PHALLOSAN® forte — Préservatif à manchette M
 2. c) Cloche d'aspiration taille L avec PHALLOSAN® forte — Préservatif à manchette L et patte de traction intégrée (3)
 3. Patte de traction avec dispositif de réglage à ressorts pour ajuster la force de traction dans le système d'aspiration avec adaptateur pour la ceinture.
 - 4./5. Capuchon de protection du gland, pour protéger celui-ci en cas de réglage de traction trop intense.
 6. Pompe aspirante avec vanne 3 voies
 7. Gabarit de mesure
- Mode d'emploi
- Sac de voyage avec 4 gratuit Préservatif à manchette (1xS,2xM,1xL)



Préparation à l'utilisation


1. Ceinture



Disposez la ceinture orthopédique PHALLOSAN® forte face à vous et réglez sa taille à la plus grande longueur au moyen de la boucle coulissante (B).

2. Choix de la cloche d'aspiration/du manchon d'étanchéité

A l'aide du gabarit de mesure (7) déterminez la taille de la cloche d'aspiration. Ecartez le pénis du corps et mesurez la hampe du pénis flasque.



La cloche de taille M (2c) est déjà associée au manchon d'étanchéité de taille M (2c) et à la patte de traction dans le kit.

Si vous avez besoin d'une autre taille, enlevez la patte de traction (3).

Prenez la cloche d'aspiration correspondante et raccordez-la à la pompe d'aspiration, elle s'enclenche seulement en position avec le symbole flèche (↑). Le manchon d'étanchéité correspondant (2) doit recouvrir le bourrelet de la cloche puis remettre en place la patte de traction (3).



Lors de la mise en place, il faut impérativement s'assurer que le bourrelet de la cloche s'insère dans la rainure du manchon d'étanchéité à l'extrémité épaisse du manchon d'étanchéité. Si le manchon d'étanchéité est tiré plus loin que le

bourrelet de la cloche, il peut se déchirer.






Haut: Faux, tiré trop loin sur la cloche et non poudré!

Bas: Correct, et poudré.

Veuillez noter que le manchon d'étanchéité perd son revêtement après quelques jours. Nous vous recommandons d'acheter du talc pour bébé et de l'appliquer sur la surface externe du manchon d'étanchéité. Il formera une couche protectrice, qui protège le manchon d'étanchéité contre les frottements, les adhérences et les déchirures.

Fixez la ventouse il entre vos genoux. Déroulez délicatement le manchon d'étanchéité 1 cm à

manchon jusqu'au bord de la cloche d'aspiration et tirez-le doucement par-dessus le bourrelet de la cloche. Faites attention de ne pas endommager le manchon d'étanchéité par exemple avec un ongle. Ne pas tirer trop fort en déroulant.






Particularités des nouveaux manchons d'étanchéité PHALLOSAN® forte

Les manchons d'étanchéité PHALLOSAN® forte sont en silicone médical, ce qui exclut les irritations ou les réactions allergiques. Cette innovation vous offre un meilleur confort, le manchon d'étanchéité s'adapte parfaitement sur le pénis. Il a une épaisseur de 3 mm environ au niveau de la fixation sur la cloche, sa partie la plus fine fait 0,3 mm d'épaisseur, afin de bien mouler le pénis.

La cloche d'aspiration est maintenant prête à être posée!

3. Capuchon de protection

Prendre le capuchon de protection (4/5), adapté à toutes les tailles de pénis. écartez le capuchon avec le pouce et l'index de chaque main et recouvrir le gland. Il doit être bien ajusté.



Important: après la mise en place du capuchon, il doit y avoir le moins d'air possible au bout du gland. Il est préférable de poser le capuchon sur le pénis légèrement en érection. Le capuchon protège le gland contre les effets secondaires d'une éventuelle traction trop forte.

Les utilisateurs expérimentés peuvent se passer du capuchon après quelques semaines.

Toutes les étapes de préparation à l'utilisation sont maintenant terminées.

Utilisation:

1. Insérer maintenant le pénis recouvert du capuchon de protection dans la cloche d'aspiration puis dérouler le manchon d'étanchéité du bourrelet de la cloche sur le pénis.



2. Tournez la marque verte de la vanne sur la pompe d'aspiration (6) vers le symbole aspiration et activez la pompe d'aspiration, en la pressant plusieurs fois avec vos doigts. Le gland est aspiré plus loin dans la cloche. Le manchon d'étanchéité s'applique étroitement sur la hampe du pénis.



3. Placez maintenant le clapet vert de la vanne sur la pompe d'aspiration (6) sur le symbole verrou, pour maintenir le micro-vide.



4. Prendre la ceinture que vous avez préparée et passer l'anneau en mousse blanche (A) sur l'ensemble de la cloche d'aspiration jusqu'à atteindre la base du pénis.

5. Enrouler la ceinture sur vos hanches.

6. Tourner l'agrafe de la patte de fixation (3) avec sa partie ouverte vers votre corps et relier les deux anneaux (C).



7. Renforcez le serrage de la ceinture au moyen de la boucle à poussoir (B), jusqu'à ce que vous ressentiez un étirement du pénis et que le voyant devienne vert. Veillez à placer la ceinture dans l'aîne, en biais vers le haut. Tirer la ceinture en haut des fesses vers la taille. Si la ceinture se trouve près de la raie des fesses, la tension va augmenter en position assise, ce qui n'est pas souhaitable.



8. Vous pouvez maintenant vaquer à vos occupations quotidiennes ou même porter PHALLOSAN® forte pendant la nuit, car la circulation sanguine n'est à aucun moment entravée.

Fin de l'utilisation

Retirez la ceinture puis tournez le la marque verte de la vanne sur la cloche d'aspiration en position flèche. Le vide s'arrête. **Veillez dérouler le manchon d'étanchéité avec douceur, en direction de la coupe en plastique dur, et enlever l'ensemble de l'appareil d'aspiration. Ne pas étirer le manchon d'étanchéité avec vos doigts pour éliminer le vide d'air, au risque de le déchirer immédiatement.** Roulez soigneusement le manchon d'étanchéité vers le gland et retirez le dispositif d'aspiration.

Spécificités techniques

D'un point de vue simplifié, il s'agit d'une cloche d'aspiration avec une étanchéité. Il n'est donc pas important de remonter le manchon d'étanchéité très haut sur la hampe pénienne. Le manchon d'étanchéité n'est pas conçu pour transférer la force vers le pénis. La force est uniquement transmise par le micro-vidé formé dans la cloche d'aspiration.

Si vous constatez que le vide semble fuir et que

le gland glisse hors de la cloche d'aspiration, ceci peut avoir plusieurs causes. Dans tous les cas il y a une entrée d'air. Elle peut se produire au niveau de la hampe, si la pilosité intime n'a pas été soigneusement retirée, ou si un manchon d'étanchéité trop grand a été choisi.

Si nécessaire, enlevez les poils du pubis. Vous pouvez utiliser un rasoir ou une crème dépilatoire douce.

Remèdes

Tournez la marque verte de la vanne sur la cloche d'aspiration du symbole verrou vers le symbole aspiration.

Placez le gland dans la cloche et fermez le clapet en tournant la marque verte vers le symbole verrou.

Si le gland glisse encore hors de la cloche, la cause est très certainement la taille trop grande du manchon d'étanchéité.

Vous pouvez adapter la taille vous-même, afin d'atteindre une efficacité maximale. Si vous sentez par ex. la cloche de M à la bonne taille, mais que le manchon d'étanchéité est trop grand dur la hampe pénienne, vous pouvez utiliser le manchon d'étanchéité S sur la cloche M. Vous pouvez faire la même chose avec la cloche L et le manchon d'étanchéité M.

En aucun cas, vous ne devez utiliser le manchon d'étanchéité S sur la cloche L. La matière se déchirerait.

Entretien FORTE/PLUS:

Le manchon d'étanchéité doit être enlevé de la cloche d'aspiration et pour des raisons d'hygiène, il faut le laver à la main avec de l'eau chaude et du savon.

Conservez le manchon d'étanchéité déroulé jusqu'à sa prochaine utilisation.

N'oubliez jamais de le saupoudrer de talc pour bébé après utilisation en position déroulée.

La cloche d'aspiration devrait également être nettoyée quotidiennement comme décrit ci-dessus. Enlever auparavant la pompe d'aspiration, en tournant la marque verte du clapet de la pompe vers la double flèche. Retirer délicatement la pompe de la cloche d'aspiration. La pompe ne doit jamais rentrer en contact avec l'eau ou les matières grasses, ce qui endommagerait les clapets fragiles.

Crans de réglage pour adapter précisément la force de traction de la ceinture sur le tissu conjonctif du pénis.



Avant-propos:

Le tissu conjonctif du corps dépend de la disposition héréditaire de chaque individu. Pour cela, nous avons développé un système de couleurs qui vous permet d'adapter parfaitement la tension de la ceinture à votre tissu conjonctif. Veillez dans tous les cas à maintenir la traction dans la zone verte. Vous atteindrez ainsi les meilleurs résultats d'agrandissement du pénis en longueur et en diamètre, sans effets secondaires.

1er jour

Régler la tension de ceinture dans la zone inférieure verte et portez PHALLOSAN® seulement 1 heure. Enlevez la ceinture et tournez la marque verte du clapet vers le symbole flèche. Le vide s'atténue.

Enroulez soigneusement le manchon d'étanchéité vers le gland et retirez la cloche d'aspiration.

Examinez maintenant la zone située entre l'ouverture de l'urètre et le frein du prépuce (Frenulum) à la partie inférieure du gland. Cette zone contient le tissu conjonctif le plus sensible du pénis. Si elle est rouge ou gonflée, la tension de la ceinture est trop forte. Arrêtez l'utilisation pour la journée. Si vous constatez des modifications sur le pénis, reprenez l'utilisation seulement après la disparition des symptômes.

2ème jour au 8ème jour

Si vous avez utilisé PHALLOSAN® forte la veille sans avoir de rougeur ni de gonflement de la zone décrite ci-dessus, vous pouvez porter PHALLOSAN® une heure de plus.

Augmentez la période d'utilisation d'une heure chaque jour. Après 8 jours l'habitude sera prise.

PHALLOSAN® peut être aussi porté pendant

la nuit après la période d'adaptation. Vous remarquerez que des petites marques en relief sont placées près des symboles d'aspiration et de verrouillage, afin de permettre l'utilisation sans contact visuel. Le manchon d'étanchéité s'étire dans le cas d'une érection nocturne, la circulation sanguine n'est pas entravée, mais elle est améliorée.

Vous porterez PHALLOSAN® forte avec enthousiasme, votre pénis va augmenter en longueur et en volume au cours des semaines. Vous ressentirez des effets secondaires positifs, tels qu'une augmentation du désir et du plaisir sexuel.

Durée d'utilisation:

PHALLOSAN® devrait être porté 8 à 10 h par jour, 6 jours par semaine, voire plus longtemps!

Effets secondaires/ Précautions d'utilisation

Vous utilisez PHALLOSAN® forte à vos risques et périls, cependant en respectant le mode d'emploi vous ne courez aucun danger. Il faut en particulier éviter l'excès de tension sur le pénis pendant les premières semaines d'utilisation.

Si un gonflement et/ou des cloques apparaissent sur le prépuce ou sur le gland, la tension de la ceinture est trop forte. Arrêtez l'utilisation jusqu'à la disparition des rougeurs ou des cloques. Réglez la tension moins forte. Veuillez SVP être patient, le succès du processus est comparable à un alignement dentaire. La continuité de l'allongement est le garant de la réussite, non pas la force de traction! Si vous ressentez parfois une douleur de la hampe due à la pression, il est probable que la partie renflée du manchon d'étanchéité repose sur l'anneau en silicone et provoque une douleur.

Tout incident grave relatif au dispositif est notifié au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

Remède:

Roulez l'extrémité du manchon d'étanchéité hors de l'anneau en silicone, la douleur causée par la pression devrait disparaître.

Vous pouvez aussi répartir la tension de la ceinture sur le corps, afin de réduire la traction de la base du pénis. Entourez la ceinture à l'endroit de la liaison avec la cloche et passez la ceinture

autour du corps pour soulager la base du pénis. Cela semble compliqué, mais ne l'est pas en réalité, la tension se répartit dans l'ensemble de la ceinture.

Contre-indications:

Après la consommation d'alcool, la prise de drogues ou de médicaments antidouleur, somnifères ou tranquillisants, car cela pourrait modifier la perception de la douleur et vous empêcher de réagir à temps. Renoncez à l'utilisation de PHALLOSAN® forte en cas d'infection ou de plaie ouverte du pénis.

Comment puis-je mesurer l'augmentation exacte de la longueur de mon pénis?

Utilisez une règle ou un mètre pliant. Un mètre souple ou à enrouleur n'est pas adapté. Maintenez le pénis flasque perpendiculairement à votre corps (90 degrés). placez la règle sur le côté du pénis vu de haut. Appuyez la règle contre l'os pubien.

Important

Au début du traitement, vous devez mesurer votre poids corporel exact sans vêtements. En cas de prise de poids éventuelle, une couche de graisse se forme particulièrement dans la zone pubienne et du pénis. Cette couche adipeuse réduit la distance entre le bout du pénis et l'os pubien et fausse (diminue) le résultat de la mesure. Les médecins appellent cela un tablier abdominal.

Commandes d'appoint

Toutes les pièces de PHALLOSAN® forte peuvent être commandées individuellement. Pour toute question ou suggestion, nos experts sont à votre disposition à tout moment et gratuitement, au tarif téléphonique en vigueur.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques, qui seront publiées sur internet

www.phallosan.fr

Hotline:

Hotline +423 235 84 77
(Liechtenstein, Mo-Fr 14-16 Uhr MEZ)
service@swissana.com
for more Information:
www.phallosan.info

Your PHALLOSAN® forte Team

PHALLOSAN® PLUS+ INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Veuillez lire les instructions d'utilisation avant d'utiliser PHALLOSAN® plus+.

Ceci est un kit supplémentaire pour PHALLOSAN® forte qui ne peut être utilisé qu'en association avec le kit PHALLOSAN® forte! Concernant les instructions relatives à PHALLOSAN® forte, veuillez vous rendre sur www.phallosan.info

Contenu de l'emballage PHALLOSAN® plus+:

1. Adaptateur-levier
» applicable à toutes les dimensions de cloche
» déplacement souple
» clip de sécurité
» facile à retirer
» breveté
2. Système à fourche de traction avec anneau de base blanche
» peut être allongé à toutes les dimensions de pénis
» tension optimale
» possibilité de force élevée ou de confort
3. Capuchon protecteur
» protection pressurisée de la zone du gland
» résultats améliorés grâce à
» avantage de force
» avantage de sécurité
» une performance plus élevée

Contenu de l'emballage PHALLOSAN® forte:

4. Cloche en plastique dur avec manchons-préservatifs fixés
» jusqu'à 4 tailles pour toutes les morphologies
» protection transparente
» taille moyenne optimale (grande cloche-manchon moyen)
» matériau non-allergène
» système à 3 valves
» quand le confort rencontre l'efficacité
5. Pompe à vide intégrée
» crée un micro-vide
» sans danger pour les tissus/corps spongieux/veines
» résultats améliorés
» rendement maximal




Préparation:

1. Sélection de la ventouse / du manchon d'aspiration (issus du kit PHALLOSAN® forte)


Sélectionnez à l'aide du patron de mesure les tailles de cloche en plastique dur et de préservatif-manchon adaptées à vos besoins. Étirez le pénis non érigé et mesurez-en la taille.

Fixez la pompe à vide sur la cloche en plastique dur; elle s'enclenche uniquement dans la position marquée d'une flèche (↑). Tournez-la vers le symbole de la pompe (⚡).


Enroulez le préservatif-manchon par dessus la cloche en plastique dur. Lorsque vous fixez le manchon à la ventouse, assurez-vous que la partie épaisse (la rainure) du manchon est positionnée exactement sur le rebord de la cloche en plastique dur.




Si le manchon est trop tiré par dessus le rebord, il risque d'être endommagé.



Roulez avec précaution le manchon vers le rebord de la ventouse en laissant un espace de 1 cm entre le manchon retroussé et le rebord de la ventouse.





Vous pouvez à présent tirer facilement le manchon retroussé derrière la bille de ventouse. Mettez la ventouse et le manchon roulé de côté et passez à l'étape suivante.



2. Capuchon protecteur

Démontez le capuchon protecteur à deux mains et enfillez-le sur le gland. Il doit être agréable à porter mais serré.




Après avoir mis le capuchon protecteur en place, il est important de s'assurer qu'au moins un peu d'air est possible ne se trouve sur la pointe du gland.

Mettez à présent de côté l'ensemble cloche en plastique dur/manchon/pompe.

3. Système à fourche de traction


Saisissez le système à fourche de traction et maintenez l'anneau de base blanche près de la racine du pénis. Allongez ou raccourcissez les tiges de fourche afin qu'elles soient 5 cm (2 pouces) plus longues que le pénis non érigé.



Placez l'anneau de base blanche au dessus de votre pénis (idéalement en position assise). Fixez l'adaptateur-levier sur l'extrémité des tiges.

Utilisation:


1. Prenez maintenant le kit cloche en plastique dur/manchon/pompe préparé. Placez le gland à mi-chemin dans la cloche et déroulez le préservatif-manchon aussi loin que possible.



2. Actionnez la pompe 3 à 5 fois et tournez la valve verte vers le symbole de verrouillage.




3. Pressez enfin les tiges avec l'adaptateur-levier vers le bas et fixez le clip C sur la cloche en plastique dur. C'est tout.



4. Vous devriez ressentir et voir l'étirement de votre pénis.

Important: il n'est pas nécessaire d'appliquer une force élevée. Uniquement la continuité permet d'atteindre les meilleurs résultats.



Comment retirer PHALLOSAN® plus+:

Tournez tout d'abord la valve verte de la bille de pompage vers le symbole de la flèche. Le vide disparaît. Enroulez avec précaution le manchon vers la ventouse en plastique dur et retirez le dispositif d'aspiration complet. **Ne pas étirer le manchon avec vos doigts. Il risquerait de se déchirer.** Il se laisse retirer facilement en enroulant simplement le manchon vers le haut.

Effets secondaires / Précautions

PHALLOSAN® plus+ est utilisé aux risques et périls de l'utilisateur, mais il est sûr si le mode d'emploi est respecté. Cependant, surtout au cours des premières semaines d'utilisation, il ne faut pas tirer trop fort sur le pénis.

Si un gonflement et/ou des cloques apparaissent sur le prépuce ou le gland, la prise est trop forte. Il est essentiel de faire une pause jusqu'à ce que le gonflement ou les ampoules aient guéri.

Ensuite, réglez la tension un peu plus légèrement. Soyez patient, la procédure est comparable en termes de succès à un ajustement de la mâchoire. La continuité de l'étirement, et pas seulement la force de la tension, est le garant de la réussite !

Attention : L'utilisation de Phallosan plus n'est pas adaptée pendant le sommeil ! Veuillez utiliser PHALLOSAN® forte à cet effet.

Vous avez à présent la parfaite combinaison de traction. Qu'importe l'objectif d'utilisation:

Allongement du pénis:

Utilisez l'adaptateur-levier pendant au moins 6 heures par jour, 5 jours par semaine. Il n'est pas nécessaire d'appliquer une force élevée. Uniquement la continuité permet d'assurer une stimulation cellulaire. Ainsi, de nouvelles cellules sont créées. Un allongement de 4,8 cm (1,9 pouces) tout comme une augmentation de la circonférence de 2,8 cm (1,1 pouces) peuvent être atteints.

Dysfonction érectile:

5 heures par jour et 3 jours par semaine permettent d'obtenir une circulation sanguine beaucoup plus élevée afin de stimuler votre prostate et votre désir sexuel. Les corps spongieux sont ainsi capables d'emmagasiner da-

vantage de sang conduisant ainsi à des érections plus fréquentes et plus durables.

IPP/Courbure du pénis :

L'IPP/la courbure du pénis peut être traitée en associant PHALLOSAN® forte et l'adaptateur-levier. Important : utilisez PHALLOSAN® forte pendant 4 jours par semaine et l'adaptateur-levier pendant 2 jours afin de redresser la courbure. La courbure sera complètement redressée et de nouvelles cellules seront créées dans le tissu cicatriciel autour de la zone courbée. Cette technique permet de redresser complètement le pénis.

Hotline:

E-Mail: service@swissana.com

Pour davantage d'informations:

www.phallosan.info

Toute l'équipe de PHALLOSAN® forte



PHALLOSAN® forte
PHALLOSAN® plus+

VEUILLEZ LIRE L'ENSEMBLE DES INSTRUCTIONS D'UTILISATION AVANT D'UTILISER LE PRODUIT!

AVERTISSEMENT: VOUS DEVEZ PRENDRE LES PRÉCAUTIONS SUIVANTES

L'appareil ne doit pas être porté lorsque vous urinez, lors de la pratique des activités sportives, durant des rapports sexuels ou d'autres activités physiques intensives. Il ne doit pas non plus être porté après la consommation d'alcool, l'ingestion d'analgésiques ou de substances euphorisantes, ou encore :

- si vous constatez certaines zones blessées ou infectées sur le pénis ou toute autre zone où PHALLOSAN® est attaché au corps.
- si vous ressentez des douleurs, un engourdissement ou une décoloration sur la tête du pénis,
- si toute autre réaction indésirable apparaît, vous devez détacher et retirer immédiatement l'appareil.

Si des blessures se trouvent sur votre pénis, l'appareil ne doit pas être porté jusqu'à guérison complète de la zone abîmée.

Dans le cas d'une chirurgie, ne pas utiliser PHALLOSAN® forte/PHALLOSAN® plus+ avant l'autorisation de votre médecin.

Ne pas utiliser PHALLOSAN® forte/PHALLOSAN® plus+ si vous souffrez de problèmes veineux ou de faiblesse des tissus conjonctifs.

Ne pas utiliser l'appareil si vous avez toute sorte de piercing aux organes génitaux.

L'appareil ne doit pas être porté lorsque vous vous déplacez dans des zones induisant un risque accru de chutes, et faire preuve de la plus grande prudence en montant des escaliers, en marchant sur des sols glissants etc.

L'appareil ne doit pas être porté lorsque vous manipulez tout type de machine, véhicule motorisé ou objets chauds, ou lorsque vous faites du vélo ou la cuisine.

Ne pas utiliser de crème, vaseline ou autres substances hydratantes lorsque vous portez/utilisez l'appareil.

Utilisez exclusivement l'appareil comme décrit dans ce manuel, ne pas utiliser tout autre matériel que celui fourni, ou n'utilisez pas d'autres techniques de port que celles décrites dans ce manuel.

Nous n'assumons aucune responsabilité pour tout dommage causé par l'utilisation de produits et services achetés via ce site Internet, qu'il s'agisse de dommages indirects, spéciaux, accidentels ou consécutifs (notamment, mais non exclusivement, les dommages tels qu'une perte d'activité, une perte de profit, une interruption d'activité ou tout dommage similaire). Pour toute question portant sur les conditions d'utilisation décrites ici, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment



Swiss Sana AG
Kirchstrasse 3
9490 Vaduz
FL-Liechtenstein

☎ 00423 235 84 77

Email: service@swissana.com

En cas de risques ou d'effets secondaires
veuillez contacter votre médecin
ou notre ligne d'assistance Phallosan



REF 5000



INSTRUCCIONES DE USO

PHALLOSAN® forte se viene empleando con éxito en todo el mundo desde hace 18 años. Además, PHALLOSAN® forte ya se puede adquirir con receta en algunos países, en los que está autorizado por los seguros médicos. Nuestro equipo de urólogos y expertos en medicina técnica ha desarrollado un producto que en nuestra opinión es el más eficaz e innovador de su clase: PHALLOSAN® forte.

Propósito e indicaciones:

PHALLOSAN® forte está recomendado para los siguientes tratamientos:

- » Agrandamiento y/o alargamiento del pene
- » Desviación congénita y adquirida del pene o induración plástica del pene (IPP)
- » Problemas de impotencia o disfunción eréctil
- » Postratamiento después de una operación de próstata
- » Entrenamiento del tejido eréctil del pene a cualquier edad


Contenido:

1. Cinturón elástico para colocárselo rodeando la cintura. Incluye una arandela de gomaespuma (A) en la que se introduce el pene hasta la base, así como una hebilla deslizante (B) para regular la longitud del cinturón y un adaptador (C) para unir el cinturón a la campana succionadora.
2. a) Campana succionadora de la talla S con condón PHALLOSAN® forte de la talla S.
2. b) Campana succionadora de la talla M con condón PHALLOSAN® forte de la talla M
2. c) Campana succionadora de la talla L con condón PHALLOSAN® forte de la talla S, Y tirador integrado (3)
3. Tirador con resorte tensor para regular la tensión en el sistema de control tipo semáforo y adaptador para el cinturón.
- 4./5. Capuchón protector para proteger el glande de una tensión excesiva.
6. Bomba succionadora con válvula de 3 vías
7. Plantilla de medición

Instrucciones de uso
bolsa de viaje con 4 condones (1xS,2xM,1xL)

Preparativos

1. Cinturón



Extienda el cinturón ortopédico PHALLOSAN® forte ante usted y desplace la hebilla deslizante (B) de tal forma que el cinturón quede lo más largo posible.

2. Selección de la campana succionadora y del manguito de estanqueidad

Utilice la plantilla de medición (7) adjunta para elegir la talla de campana succionadora más adecuada. Para ello, separe del cuerpo el pene en estado no erecto y mida el su grosor con la plantilla de medición.



La campana de la talla M (2c) va ya unida al manguito de la talla M (2c) y al tirador con resorte.

En el caso de que no coincidiera con su talla, retire el tirador (3).

Tome entonces la campana adecuada y adáptela con la bomba succionadora de forma que quede encajada en la posición marcada con el símbolo de la flecha (↓). Entonces, coloque el manguito (2) adecuado sobre la protuberancia de la campana y vuelva a colocar el tirador (3).



A la hora de colocar el manguito en la campana, es muy importante que la protuberancia de la campana quede encajada en la ranura del extremo grueso del manguito, ya que el manguito puede llegar a romperse si se estira más allá de esta protuberancia.





Arriba: posición incorrecta, el manguito se ha estirado muy por encima de la protuberancia de la campana y, además, no se ha empolvado con polvos de talco.

Abajo: posición correcta, además, el manguito está empolvado con polvos de talco.

Tenga en cuenta que el manguito pierde su revestimiento a los pocos días de uso. Por eso, es necesario que empolve su cara exterior con polvos de talco, ya que así se forma una capa protectora que evita que el manguito se desgaste, se pegue a la piel o se rompa.

Sujete que la campana de succión entre las rodillas. Baje el manguito 1 cm enrollándolo cui-

dadosamente el borde de la campana y engánchelo por detrás de la protuberancia de la campana. Hágalo con mucho cuidado procurando no dañar el manguito, por ejemplo, por tener las uñas muy afiladas, y no tire mucho de él al bajarlo.







Características de los nuevos manguitos de estanqueidad PHALLOSAN® forte

Los manguitos PHALLOSAN® forte están fabricados con silicona médica, por lo que no provocan irritaciones ni reacciones alérgicas. Esta innovación no solo le ofrece una mayor comodidad, sino que hace que el manguito se amolde perfectamente al pene. Los manguitos PHALLOSAN® forte poseen un extremo más grueso de unos 3 mm de grosor, que es por donde se engancha a la campana, y otro extremo más fino de 0,3 mm de grosor que se adapta perfectamente al cuerpo del pene.

Ahora, la campana succionadora ya está lista para ser usada.

3. Capuchón protector

Tome el capuchón protector (4/5) que más se adecúe al tamaño de su pene, separe los lados del capuchón con el dedo pulgar y el dedo índice de las dos manos y colóquelo sobre el glande. El capuchón protector debe quedar bien ceñido al glande.



Después de colocar el capuchón protector, es muy importante comprobar que apenas quede aire en la punta del glande. Por eso, es aconse-

jeable colocar el capuchón en el pene ligeramente erecto. La función del capuchón protector es proteger el glande de un estiramiento excesivo. Ahora bien, los usuarios más experimentados pueden prescindir de este capuchón protector después de llevar PHALLOSAN® forte durante algunas semanas.


Ahora, ya se ha concluido todos los preparativos necesarios antes de ponerse PHALLOSAN® forte y comenzar con el tratamiento.

Tratamiento:

1. Introduzca ahora el pene junto con el capuchón protector en la campana y suba el manguito desde la protuberancia de la campana hasta cubrir todo el pene.



2. Gire la punta verde de la válvula de la bomba succionadora (6) hacia el símbolo de succión y active la bomba succionadora presionando varias veces sobre ella con el dedo. Esto hace que el glande se adentre más en la campana, mientras que el manguito, por su parte, se adapta suavemente al contorno del pene.



3. Gire ahora la punta verde de la válvula de la bomba succionadora (6) hacia el símbolo del candado para mantener así el microvacío.



4. Tome ahora el cinturón extendido ante usted y pase la arandela blanca de gomaespuma (A) por toda la campana succionadora hasta llegar a la base del pene.

5. Lleve ahora el extremo del cinturón a la cadera rodeando la cintura.
6. Gire el pasador del tirador (3) con su extremo abierto mirando hacia el cuerpo y, después, una los dos ojales (C).



7. Tense el cinturón con la ayuda de la hebilla deslizante (B) hasta que note que el pene está tenso y se encienda la luz verde del semáforo de control, teniendo en cuenta que, en la zona de la ingle, el cinturón tiene que ir hacia arriba en oblicua. Para eso, desde las nalgas, tire del cinturón hacia arriba en dirección a la cintura, ya que si el cinturón se queda a la altura del pliegue de las nalgas, aumenta la tirantez al estar sentado.



8. Usted puede llevar su vida diaria de forma completamente normal e incluso llevar también puesto PHALLOSAN® forte por las noches, ya que no obstaculiza en absoluto la circulación sanguínea.

Finalización del tratamiento

Primero, quítese el cinturón y gire la punta verde de la válvula de la bomba succionadora hacia el símbolo de la flecha. Esto hace que desaparezca el vacío. **Por favor, enrolle la funda con cuidado hacia atrás hacia la copa de plástico duro y retire todo el aparato de succión. No estire el manguito con los dedos para eliminar el vacío ya que se rasgará de inmediato.** Después, baje el manguito hacia el glande cuidadosamente y quite la campana.

Observaciones técnicas

Tengo en cuenta que este dispositivo es, a fin de cuentas, una campana succionadora con una junta aislante. Por eso, no es tan importante hasta dónde llega el manguito. De hecho, este manguito no está diseñado para transmitir la fuerza al pene, sino que la fuerza se transmite exclusivamente mediante el microvacío que se forma en la campana.

En caso de que mientras lleva puesto PHALLOSAN® forte notara que se ha perdido

algo de vacío o que el glande se ha salido un poco de la campana, esto se puede deber a varias razones, pero en cualquier caso está entrando aire, quizás a través del pene, ya sea porque el vello de esta zona no se depiló lo suficientemente bien o porque se eligió un manguito demasiado ancho.

Por eso, es aconsejable quitar el vello de esta zona, ya sea afeitándolo o depilándolo con una crema depilatoria suave.

Consejo

Gire la punta verde de la válvula de la bomba succionadora desde el símbolo del candado hacia el símbolo de succión. Succione, entonces, el glande hacia la campana y cierre la válvula volviendo a girar la punta verde hacia el símbolo del candado.

En caso de que el glande se vuelva a salir de la campana, es evidente que la causa se debe a que el manguito es demasiado ancho.

El manguito se puede regular para adaptarlo al tamaño de su pene y lograr así la máxima eficacia con el tratamiento. Por ejemplo, si usted nota que la campana de la talla M es la adecuada, pero el manguito es demasiado grande para el contorno del pene, entonces, puede utilizar el manguito de la talla S con la campana de la talla M. Asimismo, también puede combinar la campana de la talla L con el manguito de la talla M.

Lo que no puede hacer en ningún caso es utilizar el manguito de la talla S con la campana de la talla L, ya que el manguito se romperá.

Instrucciones de mantenimiento FORTE/PLUS:

El manguito puede y debe sacarse de la campana y, por motivos higiénicos, debe lavarse con jabón y agua templada. Conserve el manguito desenrollado hasta que vuelva a utilizarlo y no se olvide nunca de empolverar con polvos de talco la cara externa del manguito enrollado después de usarlo.

La campana succionadora también tiene que lavarla tal y como se describe arriba. Para ello, retire primero la bomba succionadora girando la punta verde de la válvula hacia el símbolo de la flecha doble y saque con cuidado la bomba succionadora de la campana. Tenga en cuenta que la bomba succionadora no puede

entrar en contacto con agua o con grasa, ya que, de lo contrario, las válvulas dejarían de funcionar correctamente.

Plan de adaptación para regular con precisión la fuerza de tracción del cinturón sobre el tejido conjuntivo del pene.



Introducción:

El tejido conjuntivo del cuerpo humano está influido por la genética de cada uno. Por eso, nosotros hemos desarrollado un sistema de control de tipo semáforo que hace posible adaptar con precisión la fuerza de tracción del cinturón hacia el tejido conjuntivo de su pene. Por ello, en cualquier caso, tiene que tener siempre en cuenta que, al principio, la fuerza de tracción del cinturón debe estar siempre en la zona de la luz verde, ya que solo de esta forma podrá obtener unos resultados óptimos en el aumento y el alargamiento de su pene sin sufrir ningún efecto secundario adverso.

1º día

Regule la fuerza de tracción del cinturón manteniéndose siempre en la zona de la luz verde y lleve PHALLOSAN® durante solo 1 hora. Entonces, quítese el cinturón y gire la punta verde de la válvula de la bomba succionadora hacia el símbolo de la flecha para que salga el vacío.

A continuación, enrolle cuidadosamente el manguito en dirección al glande y retire la campana.

Controle la zona del pene que está situada entre el orificio de la uretra y el frenillo del prepucio en la parte inferior del glande. Esta parte es la zona más sensible de pene. Por eso, si ve que esta zona está enrojecida o inflamada, es que la fuerza de tracción del cinturón era excesiva, por lo que se recomienda finalizar el tratamiento por este día. Asimismo, en el caso de que notara algún cambio significativo en el pene, no vuelva a retomar el tratamiento hasta que todo haya vuelto a la normalidad.

Entre el 2º y el 8º día

Si el primer día del tratamiento ha podido llevar PHALLOSAN® forte sin que la zona descrita se haya enrojecido o inflamado, entonces, el 2º día puede llevar PHALLOSAN® forte una hora más.

A partir de ahora, lleve PHALLOSAN® forte una hora más por cada día transcurrido y a los 8 días puede dar por finalizada la fase de adaptación.

Después de la fase de adaptación, PHALLOSAN® se puede empezar a llevar también por las noches. Fíjese en que, en los dos símbolos para abrir y cerrar la bomba, hay unos puntitos que permiten abrir y cerrar la bomba sin mantener ningún contacto visual. Por otra parte, el manguito se extiende ante cualquier erección nocturna, por lo que no se obstaculiza la circulación sanguínea, sino que la mejora.

Ya verá cómo le gusta llevar PHALLOSAN® forte, y es que a las pocas semanas de uso ya podrá notar cómo el pene va aumentando de largo y de grosor. Y no solo eso: también podrá disfrutar de otros efectos positivos como lo es el aumento del deseo sexual.

Duración del tratamiento:

PHALLOSAN® debe ser llevado entre 8 y 10 horas diarias durante 6 días a la semana, aunque también puede ser llevado durante más tiempo.

Efectos secundarios y precauciones

El tratamiento con PHALLOSAN® forte se sigue por propia cuenta y riesgo. No obstante, si se siguen las instrucciones de uso, es un tratamiento que no conlleva riesgo alguno, siempre y cuando se tenga muy en cuenta que no se debe ejercer demasiada tracción sobre el pene, sobre todo, durante las primeras semanas del tratamiento.

Si aparecen zonas inflamadas y/o ampollas en el prepucio o en el glande, es que el cinturón está demasiado tenso. En ese caso, es necesario interrumpir temporalmente el tratamiento hasta que la inflamación o las ampollas hayan desaparecido y, cuando vuelva a retomar el tratamiento, no tense tanto el cinturón. Sea paciente, puesto que el éxito de este tratamiento, al igual que en un tratamiento de corrección de mandíbula, está en la constancia y, de hecho, aquí el éxito radica, más que en la fuerza de

tracción del cinturón, en la continuidad de la tracción. Puede ser que en alguna ocasión note dolor o una presión en el cuerpo del pene. Esto se puede deber a que el extremo grueso del manguito está sobre la arandela de gomaespuma y desencadena ese dolor.

Todos los incidentes graves relacionados con el producto serán notificados al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que esté establecido el usuario y/o el paciente.

Consejo:

En ese caso, retire el extremo del manguito de la arandela de silicona enrollándolo un poco y ya verá cómo este dolor desaparece.

También puede distribuir por todo el cuerpo la fuerza de tracción que ejerce el cinturón para reducir así la tracción que se ejerce sobre la base del pene. Para ello, tome el cinturón desde la zona que lo une a la campana y rodee el cuerpo con él para aliviar así la base del pene. Parece complicado, pero no lo es y, de esta manera se puede distribuir la fuerza de tracción por todo el cuerpo.

Contraindicaciones:

Después de haber ingerido alcohol, drogas o analgésicos, ya que esto puede influir en la percepción del dolor y evitar que se pueda reaccionar pronto a cualquier dolor provocado por una excesiva tracción del cinturón hacia el pene. Asimismo, tampoco se debe llevar PHALLOSAN® forte cuando existen infecciones o heridas abiertas en el pene.

¿Cómo puedo medir con precisión el aumento del pene?

Para ello, es recomendable utilizar un metro plegable, no una cinta métrica. Separe del cuerpo el pene en estado no erecto y manténgalo en posición recta a 90° con relación al cuerpo. Entonces, apoye el metro plegable en el pene lateralmente visto desde arriba y empuje el metro plegable hacia el pubis.

¡Importante!

Pésese desnudo antes de iniciar el tratamiento para saber lo que pesa exactamente, ya que un eventual aumento de peso haría que se formara una capa de grasa en la zona del vello púbico rodea el pene y esta capa de grasa acorta la distancia entre la punta del pene

y el pubis, falseando (reduciendo) el resultado. Esta capa de grasa se conoce en medicina como epilón o „delantal de grasa“.

Pedidos

Todas las piezas de PHALLOSAN® forte pueden adquirirse en cualquier momento en unidades sueltas. Ante cualquier pregunta o consulta, puede dirigirse a nuestros expertos llamando por teléfono a una línea regular que no conlleva recargo alguno.

Reservado el derecho a efectuar modificaciones técnicas en cualquier momento. Cualquier modificación será publicada también en las siguientes direcciones de Internet:

www.phallosan.es

Hotline:

Hotline +423 235 84 77
(Liechtenstein, Mo-Fr 14-16 Uhr MEZ)
service@swissana.com
for more Information:
www.phallosan.info

Your PHALLOSAN® forte Team

PHALLOSAN® PLUS+ INSTRUCCIONES DE USO

Lea detenidamente las presentes instrucciones de uso antes de usar PHALLOSAN® plus.

Este es el set adicional de PHALLOSAN® forte forte y solo puede utilizarse en combinación con el paquete PHALLOSAN® forte.

Si desea obtener más información acerca del uso de PHALLOSAN® forte visite www.phallosan.info.

Contenido incluido en el paquete PHALLOSAN® plus+:

1. La palanca de ajuste
 - » Aplicable a todos los tamaños de campana
 - » Movimiento flexible
 - » Clip de seguridad
 - » Fácil extracción
 - » Patentada
2. El sistema de varillas con anillo de base blanco
 - » Se extiende para cada tamaño de pene
 - » Tensión óptima
 - » Altura opcional o potencia de confort
3. Campana protectora
 - » Presión apta para la zona del glande
 - » Mejores resultados gracias a
 - » Más fuerza
 - » Más seguridad
 - » Más rendimiento

Contenido incluido en el paquete PHALLOSAN® forte:

4. Campana de plástico dura con condón ajunto
 - » Hasta 4 tamaños para cada miembro viril
 - » Protección transparente
 - » Tamaño medio opcional (campana grande - condón mediano)
 - » Material hiposensibilizante
 - » Sistema de 3 válvulas
 - » Confort unido a la eficacia
5. Bomba succionadora integrada
 - » Crea un microvacío
 - » No daña los tejidos/cuerpos esponjosos/venas
 - » Mejor resultado
 - » Máximo rendimiento




Preparación:

1. Selección de campana succionadora/condón (del paquete PHALLOSAN® forte)


Elija la campana adecuada de plástico duro y el tamaño correcto de condón usando la plantilla de medición. Retire el pene flácido de su cuerpo y tome las medidas en el cuerpo del pene.

Coloque la bomba succionadora en la campana de plástico duro; sólo se engancha en la posición con el símbolo de la flecha (↕). Gírela hacia el símbolo de la bomba (⚙).


Enrolle el condón sobre la campana de plástico duro. Cuando fije el condón a la campana, tenga cuidado de que la parte gruesa (el surco) del condón quede colocada exactamente en el borde de la campana de plástico duro.




Si se estira demasiado el condón por encima del borde de la campana, el manguito puede resultar dañado.



Enrolle con cuidado el condón hasta el borde de la campana succionadora hasta que quede un espacio de 1 cm entre el condón enrollado y el borde de la campana succionadora.





Ahora puede tirar fácilmente del condón enrollado detrás del borde de la campana succionadora. Coloque la campana succionadora y el condón enrollado a un lado y continúe con el siguiente paso.



2. Campana protectora

Separe la campana protectora usando ambas manos y deslízala por la zona del glande. Debe quedar bien fijada, pero resultar a la vez cómoda.




Tras colocar la campana protectora, es importante asegurarse de que quede el mínimo aire posible en la punta del glande.

Aparte la campana de plástico duro/el condón/la bomba.

3. Sistema de varillas


Agarre el sistema de varillas y sostenga el anillo de base blanco justo al lado de la raíz de su pene. Extienda o acorte las varillas para que sean 5 cm (2 pulgadas) más largas que el pene flácido.



Coloque el anillo de base blanco alrededor de su pene (lo mejor es colocarlo sentado). Conecte la palanca de ajuste al final de las varillas.

Aplicación:


1. A continuación, agarre la campana de plástico duro/el condón/la bomba. Coloque la zona del glande a la mitad de la campana y desenrolle el condón tanto como desee.



2. Presione la bomba entre 3 y 5 veces y gire la válvula verde hasta el símbolo de Bloqueo.




3. Por último, presione las varillas con la palanca de ajuste hacia abajo, conecte el clip C a la campana de plástico duro y suelte.



4. Sentirá y verá que el pene está estirándose.

Importante: no se trata de ejercer una gran fuerza, sino de continuidad para lograr el mejor resultado.



Cómo retirar PHALLOSAN® plus+:

En primer lugar, gire la válvula verde de la bomba succionadora hacia el símbolo de la flecha. Se liberará el vacío. Enrolle el condón cuidadosamente hacia la campana de plástico duro y retire todo el dispositivo de succión. **No estire el condón con los dedos, porque si lo hace se rasgará rápidamente.** Podrá retirarlo fácilmente con tan solo enrollar el condón hacia arriba.

Efectos secundarios / Precauciones

PHALLOSAN® plus+ se utiliza bajo la responsabilidad del usuario, pero es seguro si se siguen las instrucciones de uso. Sin embargo, especialmente durante las primeras semanas de uso, no se debe tirar del pene con demasiada fuerza.

Si aparecen hinchazones y/o ampollas en el prepucio o el glande, el ajuste es demasiado fuerte. Es esencial hacer una pausa hasta que la hinchazón o las ampollas se hayan curado.

A continuación, ajuste la tensión un poco más ligera. Por favor, tenga paciencia, el procedimiento es comparable en éxito a un ajuste de mandíbula. La continuidad del estiramiento, y no sólo la fuerza de la tensión, es la garantía del éxito.

Atención: El uso de Phallosan plus no es adecuado durante el sueño. Por favor, utilice PHALLOSAN® forte para este fin.

Ahora tiene la combinación perfecta de tracción. No importa el fin para el que lo use:

Alargamiento de pene:

Use la palanca de ajuste durante al menos 6 horas al día, 5 días por semana.

No se trata de ejercer mucha fuerza, sino que depende de la continuidad para lograr la estimulación de las células.

A través de ello, se implantarán nuevas células y puede que logre un alargamiento de 1,9 pulgadas y un ensanchamiento de 1,1 pulgadas.

Disfunción eréctil:

Con 5 horas, 3 días por semana logrará una mejor circulación sanguínea y, por lo tanto, estimulará su próstata y su apetito sexual.

Los cuerpos esponjosos serán capaces de recoger más sangre y, de este modo, las erecciones serán más frecuentes y duraderas.

IPP/desviación de pene:

IPP/desviación de pene puede curarse con la combinación de PHALLOSAN® forte y la palanca de ajuste. Importante: use PHALLOSAN® forte 4 días a la semana y la palanca de ajuste durante 2 días para enderezar la desviación.

La desviación se endereza completamente a medida que se implante nuevas células en los tejidos cicatrizales que rodean la zona desviada. Así podrá endereza completamente el pene.

Tel. de atención directa:

E-Mail: service@swissana.com

Para más información:

www.phallosan.info

El equipo PHALLOSAN® forte



PHALLOSAN® forte
PHALLOSAN® plus+

¡LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE USO ANTES DE USAR EL PRODUCTO!

ADVERTENCIA: DEBEN OBSERVARSE LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES:

El dispositivo no debe usarse durante la micción, durante las actividades deportivas, durante las relaciones sexuales u otras actividades físicas extenuantes. Tampoco debe usarse después del consumo de alcohol o de la ingesta de analgésicos o estupefacientes o:

- Si hay heridas o áreas infectadas en el pene u otras áreas donde PHALLOSAN® se adhiera al cuerpo.
- Si hay dolor, entumecimiento o decoloración del glande.
- En caso de que se produzca cualquier otra reacción adversa, en cuyo caso debe aflojarse el dispositivo y retirarse inmediatamente.

En caso de heridas en el pene, el dispositivo no debe llevarse puesto hasta que hayan cicatrizado por completo.

En caso de cirugía, no utilice PHALLOSAN® forte/PHALLOSAN® plus+ hasta que su médico lo autorice.

No utilice PHALLOSAN® forte/PHALLOSAN® plus+ si tiene problemas venosos o debilidad del tejido conjuntivo.

No utilice el dispositivo si tiene algún tipo de perforación en el área genital.

El dispositivo no debe llevarse puesto mientras se mueve por áreas donde hay un mayor riesgo de caídas y se debe tener cuidado al subir escaleras, caminar sobre suelos resbaladizos, etc.

El dispositivo no debe usarse cuando se manipula cualquier tipo de maquinaria, vehículos motorizados u objetos calientes, o cuando se monta en bicicleta o se cocina.

No utilice cremas, vaselina ni otras sustancias hidratantes mientras use el dispositivo.

Utilice el dispositivo solo como se describe en este manual, no utilice ningún otro material que no sea el suministrado ni utilice otras técnicas de uso distintas a las descritas en el manual.

No asumimos ninguna responsabilidad ni nos hacemos responsables de los daños causados por el uso de productos o servicios adquiridos a través de este sitio web, ya sean daños indirectos, especiales, fortuitos o consecuentes (incluyendo pero no exclusivamente, daños por pérdidas comerciales, pérdidas de beneficios, interrupciones o similares). Si tiene alguna pregunta relacionada con los términos de uso aquí descritos, no dude en ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento.



Swiss Sana AG
Kirchstrasse 3
9490 Vaduz
FL-Liechtenstein

☎ 00423 235 84 77

Email: service@swissana.com

En caso de riesgos o efectos secundarios
por favor, contacte con su médico
o nuestra línea directa de Phallosan



REF 5000



ISTRUZIONI PER L'USO

Congratulations per l'acquisto del suo PHALLOSAN® forte! PHALLOSAN® forte viene utilizzato con successo in tutto il mondo da 18 anni. PHALLOSAN® forte viene rimborsato con ricetta dalle casse di assicurazione malattia. Il nostro team di urologi e tecnici medici ha sviluppato il prodotto che, dal nostro punto di vista, è il più efficace e innovativo nel suo genere: PHALLOSAN® forte.

Scopo e indicazioni:

- PHALLOSAN® forte è consigliato per il trattamento di
- » Ingrossamento-allungamento del pene
 - » Pene curvo congenito/ereditario e induratio penis plastica (IPP)
 - » Disturbi erettili e impotenza
 - » Trattamento post-operatorio in seguito a operazione alla prostata
 - » Esercizi per i corpi cavernosi del pene a qualsiasi età

Contenuto della confezione:

1. Cintura elastica da passare intorno alla vita, inclusi Anello in materiale espanso (A), in cui viene inserito il pene fino alla base. Fibbia scorrevole (B) con cui potete regolare la lunghezza della cintura, e adattatore (C) sulla cintura, che viene collegato con l'unità della capsula di aspirazione.
2. a) Campana di aspirazione di misura S con preservativo isolante S PHALLOSAN® forte
2. b) Campana di aspirazione di misura M con preservativo isolante M PHALLOSAN® forte
2. c) Campana di aspirazione di misura L con preservativo isolante L PHALLOSAN® forte e forcella di trazione (3)
3. Forcella di trazione con dispositivo a molla per la regolazione della forza di trazione nel sistema di regolazione con adattatore per la cintura.
- 4./5. Calotta protettiva per il glande, per proteggerlo in caso di regolazione eccessiva della trazione.
6. Pompa di aspirazione con triplo distributore
7. Sagoma di misurazione

Istruzioni per l'uso
Borsa da viaggio

Preparazione all'uso

1. Cintura



Stendete la cintura ortopedica PHALLOSAN® forte davanti a voi e regolatela con la fibbia scorrevole (B) sulla parte più lunga.

2. Selezione della campana di aspirazione/del manicotto di tenuta

Con la sagoma di misurazione (7) determinate la misura della campana di aspirazione adatta a voi. Allontanate il pene non eretto dal corpo e misurate il tronco del pene.



La campana di misura M (2c) è già collegata nel kit al manicotto di tenuta di misura M (2c) e alla forcella di trazione con dispositivo a molla di trazione.

Nel caso in cui abbiate bisogno di un'altra misura, rimuovete la forcella di trazione (3).

Prendete ora la campana adatta a voi e adattatela alla pompa di aspirazione, che scatta solo nella posizione con il simbolo della freccia (↑). Il manicotto di tenuta adatto (2) viene ripiegato sul rigonfiamento della campana e la forcella di trazione (3) viene rimontata.



Fare grande attenzione a che il rigonfiamento della campana si innesti nella scanalatura del manicotto di tenuta nella parte più grossa del manicotto. Se il manicotto di tenuta viene tirato troppo sul rigonfiamento della campana, si romperà.





Sopra: Sbagliato: tirato troppo sulla campana e senza talco!

Sotto: Posizione giusta, e con talco.

Fare attenzione: dopo alcuni giorni il manicotto di tenuta perde il suo strato esterno. Per questo motivo dovete procurarvi del talco per bambini e applicarlo sulla superficie esterna del manicotto di tenuta. Si crea uno strato protettivo, che protegge il manicotto di tenuta da attrito, adesioni esterne e strappi.

Bloccare la campana di aspirazione tra le ginocchia. Con attenzione fate scorrere con una leggera trazione il manicotto 1 cm isolante fino al bordo della campana di aspirazione, e

infilatelo dietro il rigonfiamento della campana. Fate attenzione a non danneggiare il manicotto di tenuta con unghie aguzze o simili. Nello srotolare il manicotto non tirate con troppa forza.






Caratteristiche dei nuovi manicotti di tenuta PHALLOSAN®

I manicotti di tenuta PHALLOSAN® forte sono composti da silicone medico, per escludere irritazioni o reazione allergica. Questa innovazione non solo vi offre un miglior comfort: il manicotto aderisce perfettamente al membro. In un punto è spesso circa 3 mm: lì viene applicato alla campana; nel punto più sottile misura 0,3 mm di spessore, per potere aderire in modo delicato al tronco del pene.

La campana di aspirazione perfetta per voi è pronta per l'uso!

3. Calotta protettiva

Rimuovete la calotta protettiva (4/5), adatta per qualsiasi misura del pene. Tiratela con i pollici e gli indici di entrambe le mani e infilatela sul glande. Deve aderire in modo stretto.



È importante che dopo aver applicato la calotta ci sia sulla punta del glande la minor quantità possibile di aria. È di aiuto applicare la calotta protettiva quando il pene è leggermente eretto. La calotta protettiva deve proteggere il glande dagli effetti indesiderati di una possibile situazione di eccessiva trazione. Gli utenti esperti,

dopo qualche settimana, possono anche fare a meno della calotta protettiva.

Tutti i preparativi per l'utilizzo sono stati ora completati.

Utilizzo:

1. Inserite ora il pene, con la calotta protettiva, nella campana di aspirazione, e srotolate il manicotto di tenuta sul pene partendo dal rigonfiamento della campana.



2. Girate il nottolino della valvola sulla pompa di aspirazione (6) sul simbolo di aspirazione e attivate la pompa di aspirazione schiacciandola ripetutamente con le dita. In tal modo il glande viene aspirato ancora più a fondo nella campana. Il manicotto di tenuta aderisce morbidamente al tronco del pene.



3. Impostate ora il nottolino verde della valvola della pompa di aspirazione (6) sul simbolo di chiusura per mantenere correttamente la situazione sottovuoto.



4. Prendete ora la cintura che avete già steso davanti a voi e infilate l'anello bianco in materiale espanso (A) sull'intero dispositivo della campana di aspirazione fino a fargli raggiungere la base del pene.

5. Passate ora l'estremità della cintura intorno ai fianchi.

6. Girate ora la clip della forcella di trazione (3) con l'estremità aperta verso il corpo, e collegare i due occhielli (C).



7. Aumentate la tensione della cintura con l'aiuto della fibbia scorrevole (b) fino a quando sentite che il pene viene allungato e il sistema di segnalazione indica verde. Fate in modo che la cintura passi sull'inguine diagonalmente verso l'alto. A tal fine tirate la cintura da dietro verso l'alto in direzione della vita. Se la cintura rimane all'altezza del solco intergluteo, quando vi sedete la forza di trazione aumenterà: cosa che non deve succedere.



8. Ora potete dedicarvi normalmente alle vostre attività quotidiane, oppure indossare PHALLOSAN® forte anche durante il sonno, poiché la circolazione del sangue non subisce mai nessuna costrizione.

Terminare l'utilizzo

Toglietevi prima la cintura e ruotate il nottolino verde della ventola della pompa aspirante sul simbolo della freccia. Si elimina lo stato sotto vuoto. **Rimuovere attentamente il guanto arrotolando all'indietro verso la coppetta in plastica dura ed estrarre completamente il dispositivo. Non allargare il guanto con le dita per rimuovere il vuoto d'aria; in caso contrario si strapperebbe immediatamente.** Con attenzione riarrotolate il manicotto di tenuta verso il glande e rimuovete il dispositivo della campana di aspirazione.

Caratteristiche tecniche

Vi preghiamo di tenere a mente che si tratta, in modo semplificato, di una campana di aspirazione con tenuta isolante. Quindi non è importante il punto che il manicotto di tenuta raggiunge sul tronco del pene. Il manicotto di tenuta non è fatto per trasmettere la trazione al pene: la trasmissione della forza di trazione avviene esclusivamente attraverso il sottovuoto che si crea nella campana.

Se indossando il dispositivo doveste notare che il sottovuoto diminuisce leggermente e il glande, eventualmente, si sposta troppo all'interno della campana, ciò può avere diverse cause. In

qualsiasi caso significa che sta entrando dell'aria. Ciò può avvenire dal tronco del pene, se i peli pubici non sono stati rimossi con attenzione, oppure se si è scelto un manicotto di tenuta troppo grande.

Se necessario rimuovete gli eventuali peli pubici dal pene. Potete farlo utilizzando un rasoio o con una crema depilatoria delicata.

Rimedio

Girate il nottolino verde della valvola della pompa di aspirazione dal simbolo di chiusura a quello di aspirazione.

Aspirate così nuovamente il glande nella campana e chiudete la ventola ruotando nuovamente il nottolino verde in direzione del simbolo di chiusura.

Se il glande continua a scivolare dalla campana, la causa è chiaramente il manicotto di tenuta troppo grande.

Avete la possibilità di adattarli autonomamente alla vostra misura, al fine di ottenere la massima efficienza. Se per esempio sentite che la campana M è della giusta misura per voi, ma che il manicotto di tenuta M è troppo largo sul pene, potete fissare il manicotto di tenuta S sulla campana M. Potete fare lo stesso con la campana L e il manicotto di tenuta M.

Evitate assolutamente di mettere il manicotto di tenuta S sulla campana L. Il materiale si strapperebbe.

Indicazioni per la manutenzione FORTE/PLUS:

Il manicotto di tenuta può e deve essere rimosso dalla campana, e per motivi igienici deve essere lavato a mano con acqua tiepida e sapone.

Conservate il manicotto di tenuta srotolato fino al nuovo utilizzo.

Non dimenticate mai di polverizzare con borotalco il manicotto di tenuta srotolato dopo averlo usato.

Anche la campana di aspirazione deve essere pulita giornalmente come descritto sopra. Rimuovete però come prima cosa la pompa di aspirazione muovendo il nottolino verde della valvola della pompa in direzione della doppia freccia. Tirando con attenzione, rimuovete la pompa aspirante dalla campana di aspirazione.

La pompa aspirante non deve venire in contatto con acqua o grasso, perché altrimenti le valvole, che sono sensibili, non funzionano più liberamente.

Piano graduale per adattare con esattezza l'intensità di trazione della cintura al tessuto connettivo del pene.



Premessa:

Il tessuto connettivo del corpo dipende dalla disposizione ereditaria di ciascuno. Per questo motivo abbiamo sviluppato un sistema di regolazione che vi permette di adattare perfettamente la tensione della cintura al vostro tessuto connettivo. Fate comunque attenzione, all'inizio, a mantenere l'intensità di trazione nel settore inferiore verde. In tal modo otterrete i risultati ottimali di un ingrossamento del pene in lunghezza e circonferenza, senza effetti collaterali.

1. Giorno

Impostate la tensione di trazione solo nel settore inferiore verde e indossate PHALLOSAN® solo per un'ora. Toglietevi prima la cintura e ruotate il nottolino verde della ventola della pompa aspirante sul simbolo della freccia. Si elimina lo stato sotto vuoto.

Con attenzione riarrotolate il manicotto di tenuta verso il glande e rimuovete il dispositivo della campana di aspirazione.

Valutate ora la zona intorno al pene tra l'uretra e quel sottile lembo del prepuzio (frenulo) che si trova nella parte inferiore del glande. Questa zona è il punto del pene in cui il tessuto è più sensibile. Se questa zona è arrossata o si è gonfiata, la tensione della cintura era troppo forte. Per questa giornata interrompete l'utilizzo. Nel caso in cui abbiate rilevato cambiamenti nel pene, ricominciate con l'uso solo quando questi cambiamenti sono rientrati.

2. Dal 2° all'8° giorno Giorno

Se il giorno precedente avete potuto indossare PHALLOSAN® forte senza subire arrossamenti o rigonfiamento nella zona descritta, potete indossare PHALLOSAN® per un'ora in più.

Ogni giorno prolungate di un'ora il periodo in cui lo indossate. Dopo 8 giorni il periodo di adattamento è concluso.

Dopo la fase di adattamento PHALLOSAN® può essere indossato anche di notte. Noterete che su entrambi i simboli per pompare e chiudere sono applicati due nottolini in rilievo, per poter pompare o chiudere anche senza vedere il dispositivo. Il manicotto di tenuta si allunga in caso di erezione notturna: l'irrorazione sanguigna non viene impedita, quanto invece migliorata.

Sarete entusiasti di indossare PHALLOSAN® forte: in poche settimane il pene può diventare più lungo, tanto da poter misurare la differenza, e aumentare la circonferenza. Sentirete effetti secondari positivi, come maggior impulso e desiderio sessuale.

Durata dell'utilizzo:

PHALLOSAN® deve essere indossato giornalmente 8-10 ore al giorno, sei giorni alla settimana, a volte anche più a lungo!

Effetti indesiderati/misure precauzionali

L'utilizzo di PHALLOSAN® forte avviene a proprio rischio, ma non è pericoloso se ci si attiene alle istruzioni per l'uso. Bisogna comunque evitare, in particolare nelle prime settimane di utilizzo, di applicare eccessiva trazione al pene.

In caso di rigonfiamenti e/o vesciche sul prepuzio o sul glande, significa che la tensione della cintura è eccessiva. Dovete sospendere immediatamente, fino a quando il gonfiore o le vesciche non guariscono. In seguito impostate una trazione leggermente inferiore. Abbiate un po' di pazienza: il procedimento, per il successo di utilizzo, può essere paragonato a un allineamento ortodontico: non solo la forza di trazione, ma anche la continuità della tensione sono garanzia di successo! A volte potreste sentire un dolore alla pressione sul tronco del pene: ciò può essere causato dal fatto che il rigonfiamento del manicotto di tenuta appoggia sull'anello di schiuma di silicone, provocando dolore.

Tutti gli incidenti gravi relativi al dispositivo de-

vono essere notificati al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente sono stabiliti.

Rimedio:

Arrotolate una parte dell'estremità del manicotto di tenuta liberando l'anello di schiuma di silicone: il dolore alla pressione scomparirà.

Potete anche distribuire la tensione di trazione della cintura sul corpo, per ridurre la tensione alla base del pene. Afferrate la cintura nell'area di collegamento alla campana di aspirazione, e indirizzate la tensione di trazione intorno al corpo per alleggerire la base del pene. Sembra complicato, ma non lo è: la tensione di trazione si distribuisce sull'intera area della cintura.

Controindicazioni:

Dopo consumo di alcol, droghe e farmaci antidolorifici, sonniferi e tranquillanti, perché la naturale percezione del dolore può essere influenzata da queste sostanze, e voi potreste non reagire tempestivamente ai dolori. Evitate l'utilizzo di PHALLOSAN® forte in caso di infezioni o ferite vive sul pene.

Come misuro esattamente l'incremento di lunghezza del pene?

Utilizzate un metro pieghevole. Un metro a nastro non è adatto. Tenete il pene non eretto perpendicolarmente al corpo (90 gradi). Guardando dall'alto, mettete il metro pieghevole di fianco al pene. Premete il metro pieghevole contro il pube.

Importante

All'inizio dell'uso misurate il vostro peso esatto senza vestiti. Quando si ingrassa, nella zona pubica, in particolare nell'area pelosa intorno al pene, si crea uno strato di grasso. Questo strato di grasso accorcia la distanza della punta del pene dal pube, e altera (accorciandola) la misurazione. I medici chiamano questo fenomeno addome pendulo.

Ordini supplementari

Tutte le parti di PHALLOSAN® forte possono essere ordinate singolarmente qui da noi. In caso di ulteriori domande o curiosità, i nostri esperti sono a vostra disposizione gratuitamente per telefono, alle normali tariffe telefoniche.

Riserva di modifiche tecniche, che pubblichiamo anche sui siti web www.phallosan.it

Hotline:

Hotline +423 235 84 77
(Liechtenstein, Mo-Fr 14-16 Uhr MEZ)
service@swissana.com
for more Information:
www.phallosan.info

Your PHALLOSAN® forte Team

PHALLOSAN® PLUS+ ISTRUZIONI PER L'USO

Si prega di leggere le istruzioni per l'uso prima di utilizzare PHALLOSAN® plus+. Questo è un kit aggiuntivo a PHALLOSAN® forte e può essere utilizzato solamente in abbinamento alla confezione PHALLOSAN® forte! Per istruzioni relative a PHALLOSAN® forte si prega di visitare la pagina www.phallosan.info!

Contenuto della confezione PHALLOSAN® plus+:

- La leva di regolazione
 - » Applicabile a campane di qualsiasi misura
 - » Flessibilità di movimento
 - » Clip di sicurezza
 - » Rimozione semplice
 - » Brevettata
- Il sistema a bacchette con anello base bianco
 - » Estendibile per peni di ogni dimensione
 - » Tensione ottimale
 - » Livello di forza elevato o comodo a scelta
- Calotta protettiva
 - » Dispositivo pressurizzato per l'area del glande
 - » Maggiori risultati grazie a
 - » più forza
 - » più sicurezza
 - » prestazioni più elevate

Contenuto della confezione PHALLOSAN® forte:

- Campana dura in plastica con preservativi isolanti annessi
 - » Fino a 4 tagli per ogni tipo di virilità
 - » Sicurezza trasparente
 - » Disponibile taglia media (campana larga-manicotto medio)
 - » Materiale anallergico
 - » Sistema a 3 valvole
 - » La comodità incontra l'efficacia
- Pompa a vuoto integrata
 - » Crea un micro-vuoto
 - » Non è nociva per tessuti/corpi spugnosi/vene
 - » Miglior risultato
 - » Massimo esito




Preparazione:

1. Selezione della coppa di aspirazione/del manicotto (dalla confezione PHALLOSAN® forte)


Scegliere la campana dura in plastica corretta e la taglia del preservativo isolante utilizzando il modello di misurazione. Allontanare il pene in stato flaccido dal proprio corpo e prendere la misura del corpo del pene.

Attaccare la pompa a vuoto alla campana dura in plastica; essa si incastra in posizione solo seguendo il simbolo della freccia (↑). Ruotarla verso il simbolo della pompa (⬇).


Arrotolare il preservativo isolante sulla campana dura in plastica. Nell'attaccare il manicotto alla coppa, si prega di assicurarsi che la parte spessa (la scanalatura) del manicotto sia posizionata esattamente sul bordo della campana dura in plastica.




È possibile danneggiare il manicotto se viene tirato troppo sopra il bordo della coppa.



Arrotolare con cautela il manicotto sul bordo della coppa di aspirazione fino a quando non vi sia 1 cm di spazio tra il manicotto arrotolato e il bordo della coppa di aspirazione.





È ora possibile tirare con facilità il manicotto arrotolato dietro il bulbo della coppa di aspirazione. Mettere da parte la coppa di aspirazione e il manicotto e andare al punto successivo.



2. Calotta protettiva

Smontare la calotta protettiva usando entrambe le mani e farla scivolare sul glande. Dev'essere indossata in modo che sia comoda, ma stretta.




Dopo aver collocato la calotta protettiva, è importante assicurarsi che sulla punta del glande rimanga la minor quantità d'aria possibile.

Mettere ora da parte la campana dura in plastica/il manicotto/la pompa montati.

3. Sistema a bacchette


Prendere il sistema a bacchette e tenere l'anello di base bianco proprio di fianco alla radice del pene. Estendere o ridurre le asticelle in modo tale da essere 5 cm (2 pollici) più lunghe del pene in stato flaccido.



Collocare l'anello di base bianco sul proprio pene (meglio se da seduti). Attaccare la leva di regolazione all'estremità delle bacchette.

Applicazione:


- Prendere ora la campana dura in plastica/il manicotto/la pompa precedentemente preparati. Collocare il glande a metà nella campana e srotolare quanto si desidera il preservativo isolante.



- Premere la pompa 3-5 volte e ruotare la valvola verde verso il simbolo del lucchetto.




- Premere infine le bacchette e la leva di regolazione in basso e attaccare la clip C sulla campana dura in plastica e lasciare andare.



- Si dovrebbe ora sentire e vedere che il pene è stirato.

Importante: l'ottenimento dell'esito massimo non dipende dall'esercizio di una forza elevata, ma dalla continuità.



Come rimuovere PHALLOSAN® plus+:

Si prega di ruotare per prima cosa la valvola verde della campana di aspirazione seguendo il simbolo della freccia. Si perde così il vuoto. Si prega di arrotolare nuovamente il manicotto con cautela verso la coppa dura in plastica e di rimuovere l'intero dispositivo di aspirazione. **Non estendere il manicotto con le dita poiché altrimenti potrebbe rompersi immediatamente.** Si rimuoverà con facilità semplicemente arrotolando il manicotto verso l'alto.

Effetti collaterali / Precauzioni

PHALLOSAN® plus+ viene usato a rischio e pericolo dell'utilizzatore, ma è sicuro se si seguono le istruzioni per l'uso. Tuttavia, soprattutto durante le prime settimane di utilizzo, il pene non dovrebbe essere tirato troppo forte.

Se compaiono gonfiori e/o vesciche sul prepuzio o sul glande, l'impostazione è troppo forte. È essenziale fare una pausa finché il gonfiore o le vesciche non sono guariti.

Poi regolare la tensione un po' più leggera. Abbiate pazienza, la procedura è paragonabile per successo ad una regolazione della mascella. La continuità dello stiramento, non solo la forza della tensione, è la garanzia del successo!

Attenzione: l'uso di Phallosan plus non è adatto durante il sonno! Si prega di utilizzare PHALLOSAN® forte per questo scopo.

Ora si ha una trazione dalla combinazione perfetta. Non importa quale sia lo scopo:

Allungamento del pene:

Utilizzare la leva di regolazione per almeno 6 ore al giorno, 5 giorni alla settimana.

L'ottenimento della stimolazione cellulare non dipende dall'esercizio di una forza elevata, ma dalla continuità.

In tal modo, verranno impiantate nuove cellule e si potrebbe ottenere un aumento di 1,9 pollici in lunghezza e di 1,1 pollici in spessore.

Disfunzione erettile:

Un utilizzo per 5 ore, 3 giorni a settimana aumenterà notevolmente la circolazione sanguigna e stimolerà pertanto la prostata e il desiderio sessuale. Il corpo spugnoso sarà in grado di catturare più sangue e le erezioni arriveranno quindi più frequentemente e dureranno di più.

IPP/Deviazione del pene:

L'IPP/la deviazione del pene può essere curata abbinando PHALLOSAN® forte alla leva di regolazione. Importante: utilizzare PHALLOSAN® forte per 4 giorni a settimana e la leva di regolazione per 2 giorni per raddrizzare la curva. La deviazione verrà raddrizzata completamente quando avverrà l'implantazione di nuove cellule nel tessuto cicatriziale intorno all'area curva. Ecco che così il pene verrà completamente raddrizzato.

Hotline:

E-Mail: service@swissana.com

Per maggiori informazioni:

www.phallosan.info

Il vostro team Phallosan® forte



PHALLOSAN® forte
PHALLOSAN® plus+

SI PREGA DI LEGGERE COMPLETAMENTE LE ISTRUZIONI PER L'USO PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO!

ATTENZIONE: DEVONO ESSERE OSSERVATE LE SEGUENTI PRECAUZIONI

Il dispositivo non deve essere indossato quando si urina, durante le attività sportive, durante i rapporti sessuali o altre attività fisiche faticose.

Non dovrebbe essere indossato neanche dopo aver consumato alcol o ingerito antidolorifici o euforizzanti o:

- se vi sono ferite o zone infette sul pene o altre zone dove PHALLOSAN® è adiacente al corpo.
- se vi è dolore, intorpidimento o dislocazione del glande,
- o se avviene qualsiasi altra reazione imprevista, il dispositivo deve essere allentato e rimosso immediatamente.

In caso di ferite sul pene, il dispositivo non deve essere indossato fintanto che esse non siano guarite completamente.

In caso di intervento chirurgico, non usare PHALLOSAN® forte/PHALLOSAN® plus+ finché il medico non ne dà l'autorizzazione.

Non usare PHALLOSAN® forte/PHALLOSAN® plus+ se si soffre di problemi venosi o di debolezza del tessuto connettivo.

Non usare il dispositivo se si ha qualsiasi genere di piercing nell'area genitale.

Il dispositivo non deve essere indossato quando ci si muove in zone in cui vi è un elevato rischio di cadere e deve essere prestata cautela salendo le scale, camminando su pavimenti scivolosi ecc.

Il dispositivo non dovrebbe essere indossato quando si maneggia qualsiasi tipo di macchinario, veicolo motorizzato o oggetto ardente o andando in bicicletta o cucinando.

Non applicare alcuna crema, vasellina o altre sostanze idratanti quando si indossa/usa il dispositivo.

Usare il dispositivo solo come descritto in questo manuale, non usare alcun altro materiale rispetto a quello fornito o usare altre tecniche di vestizione rispetto a quelle descritte nel manuale.

Non ci assumiamo alcuna responsabilità e non siamo responsabili per alcun danno causato dall'uso di prodotti o servizi acquistati attraverso questo sito internet, che si tratti di danni indiretti, speciali, incidentali o consequenziali (inclusi ma non limitati a danni per perdita di affari, perdita di profitti, interruzioni o simili). Se vi sono domande relative ai termini d'uso riportati qui, non si esiti a contattarci in qualsiasi momento.



Swiss Sana AG
Kirchstrasse 3
9490 Vaduz
FL-Liechtenstein

☎ 00423 235 84 77

Email: service@swissana.com

In caso di rischi o effetti collaterali
si prega di contattare il proprio medico
o la nostra hotline Phallosan



REF 5000



INSTRUÇÕES DE USO

Parabéns pela compra do seu PHALLOSAN® forte! PHALLOSAN® forte é utilizado em todo o mundo com sucesso há 18 anos. PHALLOSAN® forte já é distribuído com receita pelos planos de saúde. Nossa equipe de urólogos e técnicos em medicina desenvolveram o que consideramos ser o produto mais efetivo e inovador deste tipo, PHALLOSAN® forte.

Finalidade e indicações:

PHALLOSAN® forte é recomendado para o tratamento para:

- » aumento e engrossamento do pênis
- » Encurvamento peniano de nascença/adquirido e doença de peyronie (IPP)
- » Problemas de ereção e potência
- » Pós-tratamento pós-operatório de operação de próstata
- » Treinamento do tecido erétil do pênis em todas as idades


Conteúdo da embalagem:

1. Cinto elástico, que é colocado na cintura. Incluindo anel de espuma plástica (A) no qual o pênis é colocado até a base. Segurador (B), que permite que o cinto seja colocado no tamanho desejado e Adaptador (C) no cinto, no qual é ligada a unidade ventosa.
 2. a) Ventosa com o tamanho S com PHALLOSAN® forte – Camisinha S
 2. b) Ventosa com o tamanho M com PHALLOSAN® forte – Camisinha M
 2. c) Ventosa com o tamanho L com PHALLOSAN® forte – Camisinha L e forquilha de tração (3)
 3. Forquilha de tração com equipamento elástico para ajustar e força de tração no sinal com adaptador para o cinto.
 - 4./5. Capa protetora para a glândula, para protegê-la em caso de maior tensão.
 6. Bomba de sucção com válvulas de 3-caminhos
 7. Gabarito de medidas
- Instruções de uso
Mala de viagem com 4 Camisinha (1xS, 2xM, 1xL)



Preparo e utilização

1. Cinto



Abra o cinto ortopédico PHALLOSAN® forte perto de você e posicione-o com o segurador (B) com o seu tamanho máximo.

2. Escolha da ventosa/Camisinha

Determine, com o gabarito de medidas (7) incluído no kit, o tamanho da ventosa. Separe o pênis sem ereção do corpo e tire a medida no pênis.



A ventosa de tamanho M (2c) já vem relacionada, no kit, com a Camisinha M (2c) e a forquilha de tração com equipamento elástico.

Caso precise de um outro tamanho, separe a forquilha de tração (3).

Escolha a ventosa correta e adapte esta com a bomba de sucção, esta somente fica na posição com seta de indicação (↑). A camisinha de punho correta (2) será virada sobre o talão da ventosa e a forquilha de tração (3) será colocada novamente



Ao se colocar na ventosa, é importante ter atenção para que o anel da ventosa fique preso na abertura final grossa da camisinha. A camisinha será rasgada caso seja posta mais além do anel da ventosa.



Em cima: falso, posta muito para dentro da ventosa e não pulverizada!



Em baixo: correto, e pulverizada!

Tenha em conta que a camisinha perde revestimento depois de poucos dias. É importante adquirir talco de bebê e aplicá-lo na parte de fora da camisinha. É criada uma camada de proteção que protege a camisinha contra abrasão, rasgos e grudes.

Apertá-lo o sino de sucção entre os joelhos. Role a camisinha 1 cm com cuidado até a extremidade da ventosa e vire esta atrás do talão da ventosa. Tenha especial cuidado para não danificar a camisinha com a unha,

ou semelhantes.

Não exerça pressão forte na hora de rolar a camisinha.







Características da nova camisinha PHALLOSAN® forte

As camisinhas PHALLOSAN® forte são feitas de silicone medicinal, não havendo portanto a ocorrência de irritações e reações alérgicas. Esta inovação oferece não somente um maior conforto, a camisinha acopla-se também perfeitamente ao membro. Ela tem cerca de 3 mm de grossura em uma parte, que é levada à ventosa, e na parte mais fina tem 0,3 mm, para se acoplar com suavidade ao pênis.

A sua ventosa perfeita está preparada para utilização!

3. Capa protetora

Por favor, retire a capa protetora (4/5) que está preparada para todos os tamanhos de pênis. Retire a capa protetora com o dedo e dedos das duas mãos e vire esta sobre a glândula. Esta deve acoplar-se bem justa.



É importante que haja, depois de colocada a capa, menos ar na ponta da glândula o possível. Uma leve ereção pode ajudar na hora de colocar a capa protetora com no pênis. A capa protetora deve proteger a glândula contra efeitos secundários de uma sucção demasiado forte.

Pessoas mais experientes também podem renunciar à capa protetora depois de algumas semanas.

Todas as preparações necessárias para a utilização estão agora finalizadas.

Utilização:

1. Coloque o pênis com a capa protetora na ventosa e role a camisinha do talão da ventosa sobre o pênis.



2. Gire a parte verde da válvula na bomba de sucção (6) sobre o símbolo de sucção e acione a bomba, pressionando esta com o dedo várias vezes. A glândula será assim puxada mais para dentro da ventosa. A camisinha acopla-se suavemente no pênis.



3. Coloque a parte verde da ponta da válvula na bomba de sucção (6) sobre o símbolo indicando que está fechado, para fazer com que o microvácuo seja permanente.



4. Pegue o cinto já aberto em sua frente e passe o anel de espuma plástica (A) sobre todo o equipamento de sucção até que este chegue à base do pênis.
5. De a volta com o cinto através da cintura.
6. Gire o fecho da forquilha de tração (3) com a sua extremidade aberta em direção ao corpo e ligue os dois anéis (C).



7. Aumente a tensão do cinto com a ajuda do segurador de cinto (B), até reconhecer que o pênis seja alongado e o sinal torne-se verde. Tenha atenção para que o cinto fique inclinado para cima na virilha. Para isso, puxe o cinto das nádegas para cima em direção à parte superior da cintura. Estando o cinto na dobra das nádegas, a tensão aumenta quando sentado, o que não deve ocorrer.



8. Você pode agora voltar ao seu dia a dia normal, ou utilizar o PHALLOSAN[®] forte de noite durante o sono, já que a circulação sanguínea não é bloqueada em nenhum momento.

Finalizando a utilização

Primeiramente, retire o cinto e gire a ponta de marcação verde da válvula da bomba de sucção sobre a seta de indicação. O vácuo é liberado. Role a camisinha com cuidado novamente na direção da glândula e separe o equipamento de sucção.

Características técnicas

Tenha atenção para o fato de que a ventosa com vedação mostrada aqui é só um exemplo para facilitar a visualização. Por isso, não é importante o quanto a camisinha deve ser colocada no corpo do pênis. A camisinha não está construída para transferir a força sobre o pênis. A transferência de força ocorre somente através do vácuo criado na ventosa.

Caso perceba durante a utilização que o vácuo diminuiu e que a glândula deslizou muito para fora da ventosa, isto pode estar ocorrendo por várias causas. O ar entra, em todos os casos. Isto pode ocorrer no pênis quando os pelos pubianos não foram separados com cuidado, ou uma camisinha demasiado grande foi escolhida.

Retire do pênis, o mais fundo possível, os pelos pubianos, caso haja algum. Isto pode ser feito raspando, ou através de um creme de depilação.

Ajuda

Gire a ponta verde de marcação da válvula da bomba de sucção a partir do símbolo de fechamento para o símbolo de sucção.

Faça sucção da glândula, desta forma, novamente na ventosa, e vede a válvula girando novamente a ponta verde de marcação na direção do símbolo de fechamento.

Caso a glândula ainda deslize para fora da ventosa, a causa pode ser claramente encontrada na camisinha demasiado grande.

Você tem a possibilidade de escolher o tamanho desejado individualmente, para alcançar assim a maior eficiência. Caso perceba, por exemplo, que a ventosa tamanho M tem o tamanho correto, mas que a camisinha é demasiado grande no pênis, então você pode colocar a camisinha S sobre a ventosa M. Você pode fazer o mesmo com a ventosa L e a camisinha M.

Não colocar, sob nenhuma hipótese, a camisinha S sobre a ventosa L. O material se rasgará.

Instrução de cuidados FORTE/PLUS:

A camisinha deve e tem que ser tirada da ventosa e deve ser lavada à mão com sabão, por questões de higiene.

Guarde a camisinha desenrolada até que esta seja utilizada novamente.

Nunca esqueça de colocar, depois do uso, talco de bebê na parte de fora da camisinha desenrolada.

A ventosa também deve ser limpa como descrito acima. Separe antes a bomba de sucção, movendo a ponta de marcação verde da válvula da bomba na direção da seta dupla. Retire a bomba de sucção da ventosa com cuidado. A bomba de sucção não deve entrar em contato com água ou gordura, já que as válvulas, frágeis, não funcionarão mais normalmente.

Plano por etapas para ajuste exato da tensão do cinto sobre o tecido conjuntivo do pênis.



Prefácio:

O tecido conjuntivo do corpo depende de cada hereditariedade. Nós desenvolvemos, por isso, uma construção de sinal que permite um ajuste exato da tensão do cinto sobre o seu tecido conjuntivo. Em todo caso, tenha atenção para manter a força de aperto no campo baixo verde. Desta forma é alcançado o resultado ideal de um aumento do pênis no tamanho e na grossura, sem efeitos secundários.

1º dia

Ajuste a tensão somente no campo mais baixo verde e utilize PHALLOSAN[®] somente por 1 hora. Separe o cinto e mova a ponta de marcação verde da válvula da bomba de sucção na direção do símbolo da seta. O vácuo é liberado.

Role a camisinha com cuidado novamente na direção da glândula e separe o equipamento de sucção.

Avalie a parte do pênis entre a uretra e a tórula da pele do prepúcio (frenulum) na parte inferior das glândulas. Esta é a parte é o local de tecido mais sensível no pênis. Caso esta parte estiver vermelha ou inchada, quer dizer que a tensão do cinto foi demasiado forte. Finalize a utilização neste dia. Caso veja modificações no pênis, inicie novamente somente quando este volte ao normal.

2º dia até o 8º dia

Caso tenha utilizado PHALLOSAN[®] forte no dia anterior sem ocorrência de coloração ou inchaço no local descrito, você pode utilizar PHALLOSAN[®] por mais uma hora.

Aumente todo dia em uma hora o tempo de uso. Depois de oito dias, o aumento do tempo de uso está finalizado.

PHALLOSAN[®] também pode ser utilizado durante a noite depois da fase de adaptação. Você perceberá que, ao lado dos dois símbolos da a bomba e vedação, são colocados relevos perceptíveis para permitir bombear ou vedar, mesmo sem o contato visual. A camisinha se estica durante uma ereção noturna, a circulação sanguínea não será prejudicada, será melhorada.

Você utilizará PHALLOSAN[®] forte com entusiasmo, o pênis pode em poucas semanas ficar maior, por medida, e ganhar em grossura. Você sentirá efeitos secundários positivos, como energia sexual mais forte e tesão.

Tempo de utilização:

PHALLOSAN[®] deve ser utilizado diariamente entre 8 e 10 horas, 6 dias na semana, podendo sem problemas ser utilizado também por mais tempo!

Efeitos secundários/ Medidas de segurança

A utilização de PHALLOSAN[®] forte ocorre sobre risco próprio, não apresentando quaisquer problemas caso utilizado dentro das instruções de uso. Não devem, porém, ser feita muita tensão sobre o pênis, principalmente nas primeiras semanas.

Caso apareçam inchaços e/ou bolhas no prepúcio ou na glândula, a tensão no cinto deve ter sido ajustada demasiado forte. Faça uma pausa, sem falta, até que o inchaço ou as bolhas estiver curado/a. Volte a utilizá-lo com uma tensão um pouco mais fraca. Tenha um pouco de paciência, a técnica é comparável ao uso de aparelho dental. A continuidade do alongamento é importante, não somente a tensão é a garantia do sucesso! Às vezes, você pode sentir uma dor no corpo do pênis. Esta pode resultar por causa da extremidade grossa da camisinha esteja sobre o anel de silicone, e cause dor por isto.

Todos os incidentes graves relacionados com o dispositivo devem ser notificados ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que o utilizador e/ou o doente se encontram estabelecidos.

Ajuda:

Volte a enrolar a extremidade da camisinha um pouco para fora do anel de silicone, uma dor

causada pela pressão não aparecerá mais.

Você também pode distribuir a tensão do cinto sobre o corpo, para reduzir a tensão da base do pênis. Agarre o cinto no campo da ligação na ventosa e aumente a tensão em volta do corpo para tirar tensão da base do pênis. Parece complicado, mas não é, a tensão se distribui, desta forma, ao longo de todo o cinto.

Contra-indicações:

Depois do uso de bebida alcoólicas, de drogas bem como medicamentos contra a dor, remédios para o sono ou calmantes, já que estes prejudicam a sensibilidade normal à dor e você possa eventualmente não reagir no tempo correto a dores. Evite o uso do PHALLOSAN[®] forte no caso de infecções ou feridas abertas no pênis.

Como posso medir, com exatidão, o aumento do pênis?

Utilizar um metro. Uma fita métrica não é apropriada. Segure o pênis na condição não ereta, reto em relação ao corpo (90 graus). Coloque o metro, visto de cima, ao lado do pênis. Pressione o metro contra a púbis.

Importante

Determine no começo da utilização o peso do seu corpo com exatidão, sem roupas. No caso de um aumento eventual do peso, forma-se uma camada de gordura, principalmente perto do campo da púbis dos pelos pubianos, em volta do pênis. Esta camada de gordura diminui a distância entre a ponta do pênis e a púbis e falsifica (diminui) o resultado. Os médicos chamam-na de gordura pubiana.

Pedidos separados

Todas as peças do PHALLOSAN[®] forte podem ser pedidos em separado. Caso tenha mais perguntas ou sugestões, nossos especialistas estão a todo momento e sem custos telefônicos à disposição.

Mudanças técnicas sempre são reservadas, que nós publicamos também nos sites

www.phallosan.at, www.phallosan.de
www.phallosan-info.ch

Hotline:

Hotline +423 235 84 77
(Liechtenstein, Mo-Fr 14-16 Uhr MEZ)
service@swissana.com
for more Information:
www.phallosan.info

Your PHALLOSAN[®] forte Team

PHALLOSAN® PLUS+ INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Leia as instruções antes de utilizar PHALLOSAN® plus.

Este é um conjunto adicional para PHALLOSAN® forte e apenas pode ser utilizado em combinação com o pacote PHALLOSAN® forte!
Instruções relativas ao PHALLOSAN® forte em www.phallosan.info!

Conteúdo do pacote PHALLOSAN® plus+:

1. A Alavanca do Adaptador
 - » aplicável para todos os tamanhos de campânula
 - » movimento flexível
 - » clipe de segurança
 - » remoção fácil
 - » patenteada
2. O Sistema de Haste com Anel de Base Branco
 - » para alongar para todos os tamanhos de pênis
 - » tensão opcional
 - » força elevada ou de conforto opcional
3. Capa protetora
 - » um fato pressurizado para a área da glândula
 - » melhores resultados através de
 - » mais força
 - » mais segurança
 - » maior desempenho

Conteúdo do pacote PHALLOSAN® forte:

4. Campânula de sucção em plástico rígido com preservativo tipo manga
 - » até 4 tamanhos para promover a virilidade
 - » segurança transparente
 - » tamanho médio opcional
 - » (campânula grande-manga média)
 - » material antialérgico
 - » sistema de válvula de 3 vias
 - » conforto aliado a eficácia
5. Bomba de vácuo integrada
 - » cria micro vácuo
 - » não prejudica os tecidos/corpos esponjosos/veias
 - » resultados melhorados
 - » rendimento máximo




Preparação:

1. Seleção da campânula de sucção/ manga tipo preservativo (do pacote PHALLOSAN® forte)


Escolha o tamanho certo para a campânula de sucção em plástico rígido e para a manga tipo preservativo com a ajuda do modelo de medida. Distancie o pênis sem ereção do corpo e tire a medida ao pênis.

Encaixe a bomba de vácuo na campânula em plástico rígido; apenas encaixa na posição com o símbolo da seta (↕). Rode até ao símbolo da bomba (☛).


Coloque a manga tipo preservativo sobre a campânula em plástico rígido. Ao prender a manga à campânula, ter em atenção para a parte grossa (saliência) da manga ficar posicionada exatamente na extremidade da campânula em plástico rígido.




Se a manga for puxada para além da extremidade da campânula, a manga pode ficar danificada.



Coloque cuidadosamente a manga na extremidade da campânula de sucção até ficar com um espaço de 1 cm entre a manga enrolada e a extremidade da campânula de sucção.





Agora pode facilmente puxar a manga até à base da campânula de sucção. Ponha de lado a campânula de sucção com a manga tipo preservativo e passe para o próximo passo.



2. Capa protetora

Alargue a capa protetora utilizando ambas as mãos e enfie a mesma sobre a área da glândula. A capa deve ficar justa.




Após colocar a tampa protetora, é importante garantir que permanece o menor ar possível na ponta da glândula.

Agora coloque a campânula de sucção em plástico rígido/manga/bomba de lado.

3. Sistema de Haste


Segure no sistema de haste e segure no anel de base branco ao lado do seu pênis. Estenda ou minimize as hastas para que fiquem 5 cm (2 polegadas) mais compridas do que o pênis flácido.



Coloque o anel de base branco sobre o seu pênis (de preferência sentado). Fixe a alavanca do adaptador até ao final das hastas.

Colocação:


1. Agora, pegue na campânula de sucção em plástico rígido/manga/bomba já pronta. Enfie a área da glândula até meio da campânula e desenrole a manga tipo preservativo a gosto.



2. Pressione a bomba 3 a 5 vezes e rode a válvula verde até ao símbolo de bloqueio.




3. Finalmente, pressione as hastas com a alavanca do adaptador para baixo e prenda o clipe C na campânula de sucção em plástico e solte.



4. Deve sentir e ver o pênis agora a ser esticado.

Importante: não se trata de uma força forte, mas de uma continuidade para alcançar o máximo desempenho.



Como retirar o PHALLOSAN® plus+:

Primeiro, rode a válvula verde até ao símbolo da seta. O vácuo sai. Enrole a manga cuidadosamente para trás em direção à campânula em plástico rígido e remova o dispositivo de sucção por completo. **Não alargue a manga com os dedos, sob pena de a mesma se rasgar imediatamente.** Para remover basta enrolar a manga para cima.

Efeitos Secundários / Precauções

PHALLOSAN® plus+ é utilizado por conta e risco do utilizador, mas é seguro se as instruções de utilização forem seguidas. No entanto, especialmente durante as primeiras semanas de utilização, o pênis não deve ser puxado com demasiada força.

Se aparecer inchaço e/ou bolhas no prepúcio ou na glândula, o cenário é demasiado forte. É essencial fazer uma pausa até que o inchaço ou as bolhas tenham cicatrizado.

Em seguida, ajustar a tensão um pouco mais leve. Por favor, seja paciente, o procedimento é comparável em sucesso a um ajuste da mandíbula. A continuidade do alongamento, e não apenas a força da tensão, é o garante do sucesso!

Atenção: A utilização de Phallosan plus não é adequada durante o sono! Por favor, use o PHALLOSAN® forte para este fim.

Tem agora a combinação perfeita de tração. Não importa o propósito:

Extensão peniana:

Utilize a alavanca adaptadora, pelo menos, 6 horas por dia, 5 dias por semana.

INão se trata de uma força forte, mas de uma continuidade que permite alcançar uma estimulação das células.

Esta estimulação permite implantar novas células e conseguir um eventual aumento de 5 cm (1,9 pol.) a nível de comprimento e 2,7 cm (1,1 pol.) a nível de grossura.

Disfunção erétil:

5 horas, 3 dias por semana, irá alcançar uma circulação sanguínea muito maior e, portanto, estimular a sua próstata e o seu desejo sexual.

Os corpos esponjosos serão capazes de capturar mais sangue e, portanto, as ereções irão surgir com mais frequência e serão mais prolongadas.

IPP/Curvatura peniana

IPP/Curvatura peniana pode ser curada com a combinação de PHALLOSAN® forte e a alavanca adaptadora. Importante: utilize o Phallosan durante 4 dias por semana e a alavanca adaptadora durante 2 dias para endireitar a curvatura.

A curvatura ficará completamente direita à medida que novas células são implantadas no tecido cicatricial à volta da área dobrada. Deste modo, o pénis será completamente endireitado.

Linha direta:

E-Mail: service@swissana.com

Para mais informações:

www.phallosan.info

A sua equipa PHALLOSAN® forte



PHALLOSAN® forte
PHALLOSAN® plus+

LEIA AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO NA INTEGRA ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO**AVISO: TENHA EM ATENÇÃO AS SEGUINTE INSTRUÇÕES REFERENTES À SEGURANÇA.**

O aparelho não deve ser utilizado ao urinar, durante atividades desportivas, durante a relação sexual ou outras atividades físicas que requeiram esforço.

Não deve ainda ser utilizado após o consumo de álcool ou após ingestão de analgésicos ou substâncias tóxicas. Nem tão pouco em caso de:

- feridas ou áreas inflamadas no pénis ou outras partes do corpo que entrem em contacto com o cinto PHALLOSAN®,
- dor, entorpecimento ou descoloração da glande
- outras reações adversas. Neste caso, o aparelho deve ser imediatamente alargado e removido.

No caso de ferimentos no pénis, o aparelho não deve ser utilizado até que os mesmos estejam completamente cicatrizados.

Não utilize o PHALLOSAN® forte/PHALLOSAN® plus+ após uma operação até que o seu médico o tenha aprovado.

Não utilize PHALLOSAN® forte/PHALLOSAN® plus+ se sofrer de problemas venosos ou fraqueza do tecido conjuntivo.

Não utilize o aparelho caso tenha piercings na zona genital

O dispositivo não deve ser utilizado em áreas com maior risco de queda. Devem ser tomados cuidados especiais ao subir escadas ou caminhar em terreno escorregadio.

O aparelho não deve ser utilizado ao manusear máquinas, veículos motorizados ou objetos quentes, nem ao andar de bicicleta ou ao cozinhar.

Não utilize cremes, vaselina ou outras substâncias hidratantes quando utilizar o aparelho.

Utilize o aparelho apenas conforme descrito no presente manual. Utilize apenas os materiais fornecidos juntamente com o aparelho. Não recorra a outras técnicas de uso além das descritas neste manual.

Não assumimos qualquer tipo de responsabilidade ou obrigação por danos resultantes da utilização de produtos ou serviços adquiridos através deste website. Isto aplica-se a todos os danos diretos ou indiretos, danos colaterais ou danos resultantes (incluindo, mas não se limitando a, danos e perdas resultantes de interrupção da atividade, perda de lucros, interrupção ou similares). Em caso de dúvidas referentes aos termos e condições aqui descritos, não hesite em contactar-nos.



Swiss Sana AG
Kirchstrasse 3
9490 Vaduz
FL-Liechtenstein



00423 235 84 77

Email: service@swissana.com

Em caso de riscos ou efeitos colaterais
por favor contacte o seu médico
ou a nossa linha directa Phallosan



REF 5000



GEBRUIKSAANWIJZING

Hartelijk gefeliciteerd met de koop van uw PHALLOSAN® forte! PHALLOSAN® forte wordt wereldwijd sinds 18 jaar met succes gebruikt. PHALLOSAN® forte wordt op recept reeds vergoed door de ziekenfondsen. Ons team, bestaande uit urologen en medische technici ontwikkelden het naar ons inziens meest effectieve en innovatieve product op zijn gebied, PHALLOSAN® forte.

Doel en aanwijzingen:

PHALLOSAN® forte wordt aanbevolen voor de behandeling


- » Penisvergroting-penisverlenging
- » Aangeboren/verworven penisverkrumming en induratio penis plastica (IPP/ziekte van Peyronie)
- » Erectie- en potentiestoornis
- » Postoperatieve nabehandeling na een prostaatoperatie
- » Zwellichaamtraining van de penis bij iedere leeftijdsgroep

Verpakkingsinhoud

1. Elastische riem, die om de taille wordt aangebracht incl. schuimplastic ring (A), waarin de penis tot aan de basis wordt ingevoerd. Clip (B), waarmee u de riem qua lengte individueel in kunt stellen en adapter (C) aan de riem, waaraan de zuigstolpeenheid verbonden is.
2. Zuigstolp in maat L met PHALLOSAN® forte – L-manchetcondoom
3. Zuigstolp in maat M met PHALLOSAN® forte – M-manchetcondoom en gemonteerd koppelstuk (6)
4. Zuigstolp in maat S met PHALLOSAN® forte – S-manchetcondoom
5. Protectordop voor de eikel, om deze bij een te hoge kracht te beschermen.
6. Koppelstuk met trekveerinstallatie voor het instellen van de trekkracht in een stoplichtsysteem met adapter voor de riem.
7. Zuigbal met 3-weg ventiel
8. Gebruiksaanwijzing
9. Maatsjabloon

Voorbereiding voor het gebruik


1. Riem



Leg de orthopedisch PHALLOSAN® forte riem voor u neer en stel hem met de clip (B) op de juiste lengte in.

2. Keuze van de zuigstolp/manchetcondoom

Stel met behulp van de meegeleverde maatsjabloon (7) de juiste zuigstolpmaat vast. Trek de niet-geërecteerde penis weg van het lichaam en meet aan de penisschacht.



De stolp met maat M (2c) is reeds met het manchetcondoom maat M (2c) en het koppelstuk met trekveerinstallatie in het set verbonden.

Mocht u een andere maat nodig hebben, dient u het koppelstuk (3) te verwijderen.

Neem nu de voor u passende stolp en verbind deze met de zuigbal, deze klikt alleen vast in de positie met het pijlsymbool (↑). Het geschikte manchetcondoom (2) wordt over de rand van de stolp gestulpt en het koppelstuk (3) wordt weer bevestigd.



Tijdens het aanbrengen van de stolp dient u er per sé op te letten, dat de rand van de stolp in de groef van het manchetcondoom aan het dikke uiteinde van het manchetcondoom vastzit. Als het manchetcondoom te ver over de rand van de stolp wordt getrokken, scheurt het manchetcondoom.




Boven: Fout, te ver over de stolp gestulpt en niet gepoederd!

Beneden: Juist, en gepoederd

Denk eraan, dat het manchetcondoom na enkele dagen zijn coating verliest. Daarom dient u babypoeder te kopen en dit op de buitenkant van het manchetcondoom aan te brengen. Hierdoor ontstaat een beschermende laag, die het manchetcondoom tegen slijtage, vastplakken en scheuren beschermt.

Klem de zuigstolp tussen uw knieën. Rol het manchetcondoom voorzichtig met een lichte trek tot aan de rand van de zuigstolp en stulp deze achter de rand van de stolp. Wees voor-

zichtig en beschadig het manchetcondoom niet met scherpe vingernagels of dergelijke. Oefen niet te veel kracht uit bij het terugrollen.







Bijzonderheden van het nieuwe PHALLOSAN® forte manchetcondoom

De PHALLOSAN® forte manchetcondoom bestaat uit medisch silicone, zodoende zijn irritaties of allergische reacties uitgesloten. Deze innovatie biedt u niet alleen een beter comfort, het manchetcondoom sluit zich op een unieke manier om het lid. Het is op een plek ca. 3 mm dik, daar waar het over de stolp wordt aangebracht, en op de dunste plek is het 0,3 mm dik, om zich soepel om de penisschacht te sluiten.

De voor u perfecte zuigstolp is gereed voor gebruik!

3. Protectordop

Haal alstublieft de protectordop (4/5), die voor iedere penismaat past, eruit. Trek de protectordop met duim en vingers van beide handen uit elkaar en stulp deze over de eikel. Deze dient hierbij strak te zitten.



Het is belangrijk, dat er zich na het aanbrengen van de dop zo min mogelijk lucht rondom de eikel bevindt. Het is van voordeel, als u de protectordop aanbrengt als de penis licht geërecteerd is. De protectordop dient de eikel tegen de bijwerkingen van een eventueel te groot ingestelde kracht te beschermen.

Ervaren gebruikers kunnen na enkele weken de protectordop weglaten.

Alle noodzakelijke voorbereidingen voor het gebruik zijn hiermee afgerond.

Gebruik:

1. Steek vervolgens de penis, samen met de protectordop in de zuigstolp en rol het manchetcondoom van de rand van de stolp over de penis.



2. Draai de groene neus van het ventiel aan de zuigbal (6) naar het zuig-symbool en gebruik de zuigbal, door deze enkele malen met de vingers in te drukken. De eikel wordt hierdoor nog verder in de stolp gezogen. Het manchetcondoom ligt nu soepel om de penisschacht.



3. Plaats nu de groene neus van het ventiel aan de zuigbal (6) op het slot-symbool, om het microvacuüm te handhaven.



4. Neem vervolgens de reeds voor u uitgebreide riem en stulp de witte schuimplastic ring (A) over de complete zuigstolpinstallatie totdat deze tegen de basis van de penis ligt.

5. Plaats nu het uiteinde van de riem om uw heupen.

6. Draai de beugel van het koppelstuk (3) met het open uiteinde richting uw lichaam en verbindt de beide ogen (C)



7. Versterkt de riemspanning met behulp van de schuif-clip (B), totdat u merkt, dat de penis gerekt wordt en het stoplichtsysteem op groen staat. Let erop, dat de riem bij uw lies schuin naar boven loopt. Trek de riem daarom aan de achterkant naar boven, richting uw taille. Als de riem zich ter hoogte van de plooi van uw zitvlak bevindt, verhoogt dit tijdens het zitten de spanning, wat niet de bedoeling is.



8. U kunt nu, zoals u het gewend bent, uw nor-male dagverloop volgen of PHALLOSAN® forte ook, 's nachts tijdens het slapen dragen, omdat de bloedcirculatie op geen enkel tijdstip wordt belemmerd.

Beëindigen van het gebruik

Verwijder eerst de riem en draai de groene neus van het ventiel van de zuigbal richting het pijlsymbool. Hierdoor ontsnapt het vacuüm. Rol het manchetcondoom voorzichtig weer terug richting uw eikel en verwijder de zuigstolpinstallatie.

Technische bijzonderheden

Denk er alstublieft aan, dat het, vereenvoudigd weergegeven, om een zuigstolp met dichting gaat. Daarom is het niet belangrijk hoe ver het manchetcondoom om de penisschacht zit. Het manchetcondoom is er niet voor ontworpen, om de kracht op de penis over te dragen. De krachtoverdracht geschiedt uitsluitend via het microvacuüm dat in de stolp ontstaat.

Mocht u tijdens het dragen merken, dat het vacuüm minder wordt en de eikel eventueel te ver uit de stolp glijdt, kan dat meerdere oorzaken hebben. In ieder geval komt er lucht in de stolp. Dit kan via de penisschacht gebeuren, als het schaamhaar niet zorgvuldig werd verwijderd, of als er een te breed manchetcondoom wordt gebruikt.

Verwijder, indien nodig, eventueel aanwezig schaamhaar aan de penis. Dit kan met behulp van scheren, maar ook met behulp van ontharingscrème gebeuren.

Oplossing

Draai de groene neus van het ventiel van de zuigbal weg van het slot-symbool naar het zuig-symbool.

Zuig de eikel op deze manier weer in de stolp en sluit het ventiel, door de groene neus weer in richting van het slot-symbool te draaien.

Als de eikel nog steeds uit de stolp glijdt, is de oorzaak hiervan een te breed manchetcondoom.

1. U hebt de mogelijkheid, dit individueel op uw maat af te stellen, om zo de grootst mogelijke efficiëntie te bereiken. Als u bijv. het gevoel hebt, dat de M-stolp de juiste maat heeft, het manchetcondoom echter te groot rondom de penisschacht is, kunt u het S-manchetcondoom op de M-stolp plaatsen. Hetzelfde kunt u met de L-stolp en het M-manchetcondoom doen.

Gebruik echter nooit het S-manchetcondoom samen met de L-stolp. Het materiaal zal dan scheuren.

Verzorgingsinstructies FORTE/PLUS:

Het manchetcondoom mag en moet van de stolp worden verwijderd en dient uit hygiënisch oogpunt met zeep en lauwwarm water gewassen te worden.

Bewaar het manchetcondoom opgerold, totdat u het weer gebruikt.

Vergeet alstublieft nooit, het manchetcondoom na gebruik in afgerolde toestand van buiten met babypoeder te poederen.

Ook de zuigstolp dient zoals boven beschreven dagelijks gereinigd te worden. Verwijder vooraf echter de zuigbal, door de groene neus van het ventiel van de zuigbal in richting van de dubbele pijl te bewegen. Trek de zuigbal voorzichtig uit de zuigstolp. De zuigbal mag niet in contact met water of vet komen, omdat de gevoelige ventielen anders niet meer feilloos werken.

Stappenplan voor het exact aanpassen van de kracht van de riem op het bindweefsel van de penis.



Voorwoord:

Het bindweefsel van het lichaam is afhankelijk van de genen. Wij hebben daarom een stoplichtconstructie ontwikkeld, die het mogelijk maakt, de riemspanning exact op uw bindweefsel aan te passen. Let er in ieder geval op, dat de kracht zich in het begin in het onderste groene gedeelte bevindt. Zo bereikt u optimale resultaten voor een penisvergroting qua lengte en omvang, zonder bijwerkingen.

Dag 1

Stel de kracht alleen in het onderste groene gedeelte in en draag PHALLOSAN® slechts 1 uur. Verwijder de riem en draai de groene neus van het ventiel van de zuigbal in richting van het pijlsymbool. Hierdoor ontsnapt het vacuüm.

Rol het manchetcondoom voorzichtig weer terug richting uw eikel en verwijder de zuigstolpinstallatie.

Bekijk vervolgens het gedeelte van de penis, dat tussen de opening van de urinebuis en het bandje van de voorhuid (frenulum) aan de onderkant van de eikel zit. Dit gedeelte is het meest gevoelige weefsel aan de penis. Als dit gedeelte rood is geworden of opgezwollen is, was de kracht van de riem te sterk. Stop deze dag met het gebruik. Mocht u veranderingen aan uw penis constateren, begint u pas weer, als deze zijn verdwenen.

Dag 2 tot en met dag 8

Als u PHALLOSAN® forte de dag tevoren zonder een verkleuring of zwelling op de beschreven plek hebt gedragen, kunt u PHALLOSAN® een uur langer dragen.

Verleng de draagtijd iedere dag met een uur. Na 8 dagen is de gewenning afgerond.

PHALLOSAN® kan na de gewenning ook 's

nachts worden gedragen. U zult merken, dat er op beide symbolen voor het pompen en sluiten noppen zijn aangebracht, om het pompen of sluiten ook zonder zichtcontact mogelijk te maken. Het manchetcondoom rekt tijdens een nachtelijke erectie, de doorbloeding wordt niet beïnvloed, hij wordt verbeterd.

U zult PHALLOSAN® forte met enthousiasme dragen, de penis kan in enkele weken meetbaar langer worden en de omvang toenemen. U zult positieve bijwerkingen, zoals een groter libido en lust bemerken.

Duur van het gebruik:

PHALLOSAN® dient dagelijks 8 - 10 uur, 6 dagen per week gedragen te worden, maar dit mag ook graag langer!

Bijwerkingen/verzorgingsmaatregelen

Het gebruik van PHALLOSAN® forte geschiedt op eigen risico, maar is, als u de gebruiksaanwijzing in acht neemt, onbedenklijk. Er mag echter, vooral tijdens de eerste gebruiksweken, geen te sterke kracht op de penis worden uitgeoefend.

Als er zwellingen en / of blaasjes op de voorhuid of de eikel ontstaan, is de riemspanning te sterk ingesteld. Las een pauze in, totdat de zwelling c.q. de blaasjes weer zijn verdwenen. Stel de kracht vervolgens minder sterk in. Wees geduldig, het proces is qua succes vergelijkbaar met een behandeling van een orthodontist. De continuïteit van de rek, en niet allen de kracht vormen de basis van het succes! Soms voelt u aan de penisschacht een pijn die door druk wordt veroorzaakt, dit kan ontstaan, omdat de rand van het manchetcondoom op de silicone schuimring ligt en zo pijn veroorzaakt.

Alle ernstige incidenten in verband met het hulpmiddel worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of de patiënt is gevestigd.

Oplossing:

Rol het uiteinde van het manchetcondoom een stukje terug van de silicone schuimring, waarna geen pijn door druk meer mag ontstaan.

U kunt ook de kracht van de riem over het lichaam verdelen, om de spanning rondom de basis van de penis te verminderen. Pak de riem

rondom de verbinding met de zuigstolp vast en leid de kracht om het lichaam, om de basis van de penis te ontlasten. Het klinkt gecompliceerd, maar dat is het niet, de kracht verdeelt zich vervolgens over de complete riem.

Contra-indicaties:

Na de consumptie van alcohol, drugs alsook pijnstillende medicijnen, slaap- of kalmeringsmiddelen, omdat deze de natuurlijke pijntolerantie kunnen beïnvloeden en u hierdoor eventueel niet op tijd op pijn reageert. Vermijd het gebruik van PHALLOSAN® forte bij infecties of open wonden aan de penis.

Hoe meet ik nauwkeurig de toegenomen lengte van de penis?

Gebruik alstublieft een duimstok. Een meetlint is niet geschikt. Houd de penis, als deze niet geërecteerd is, in een recht hoek van uw lichaam (90 graden). Leg de duimstok van boven gezien zijdelings langs de penis. Druk de duimstok tegen het schaambeen.

Belangrijk

Stel, voordat u met het gebruik begint, uw lichaamsgewicht zonder kleding vast. Bij een eventuele gewichtstoename ontstaan namelijk rondom het schaambeen en het schaamhaar rondom de penis een vetlaag. Deze vetlaag verkort de afstand van de eikel tot het schaambeen en vervalst (verkort) zodoende het resultaat. Medici noemen dit een vet-schort.

Bijbestellen

Alle onderdelen van PHALLOSAN® forte kunnen individueel bij ons worden bijbesteld. Mocht u nog verdere vragen of voorstellen hebben, kunt u altijd contact opnemen met onze experts, de kosten hiervoor bedragen uitsluitend de telefoonkosten.

Technische veranderingen te allen tijde onder voorbehoud, die wij ook online via www.phallosan.at, www.phallosan.de www.phallosan-info.ch publiceren.

Hotline:

Hotline +423 235 84 77
(Liechtenstein, Mo-Fr 14-16 Uhr MEZ)
service@swissana.com
for more Information:
www.phallosan.info

Your PHALLOSAN® forte Team

PHALLOSAN® PLUS+ GEBRUIKSAANWIJZING

Lees a.u.b. de gebruiksaanwijzing voordat u PHALLOSAN® plus+ gebruikt.

Dit is een uitbreidingsset voor PHALLOSAN® forte en kan alleen samen met het PHALLOSAN® forte-pakket worden gebruikt! Ga voor handleidingen over PHALLOSAN® forte naar www.phallosan.info!

Inhoud van de verpakking van PHALLOSAN® plus+:

1. Adapter
 - » te gebruiken voor elke stolpgrootte
 - » flexibel bewegen
 - » veiligheidsclip
 - » eenvoudig te verwijderen
 - » gepatenteerd
2. Het extensie-systeem met witte basising
 - » kan worden verlengd tot elke penisgrootte
 - » optimale spanning
 - » optioneel hoge of comfortabele kracht
3. Protectordop
 - » een druksysteem voor het gebied rond de eikel
 - » betere resultaten door
 - » meer kracht
 - » meer veiligheid
 - » hogere prestaties

Inhoud van de verpakking van PHALLOSAN® forte:

4. Hardplastic stomp met aangebracht manchet-condoom
 - » in 4 maten voor elke mannelijkheid
 - » transparante zekerheid
 - » optionele tussenmaat (grote stomp - medium manchet)
 - » anti-allergisch materiaal
 - » 3-kleppen-systeem
 - » comfort gepaard met effectiviteit
5. Geïntegreerde vacuümpomp
 - » genereert een micro-vacuüm
 - » geen beschadiging van weefsel/zwellingen/aderen
 - » beter resultaat
 - » maximale prestatie




Vorbereiding:

1. Keuze van de zuigstomp/manchet (uit het PHALLOSAN® forte-pakket)


Kies de juiste maat hardplastic stomp en manchet-condoom met behulp van de sjabloon. Trek de slappe penis van uw lichaam af en meet de penisschacht.

Bevestig de vacuümpomp aan de hardplastic stomp. Hij vergrendelt alleen in de positie met het pijlsymbool (↓). Draai hem naar het pompsymbool (⊕).


Rol het manchet-condoom over de hardplastic stomp. Let er bij het bevestigen van de manchet aan de stomp op dat het verstevigde deel (de inkeping) van de manchet precies op de rand van de hardplastic stomp is geplaatst.




Als de manchet te ver over de rand van de stomp wordt getrokken, kan de manchet worden beschadigd.



Rol de manchet voorzichtig over de rand van de zuigstomp tot de afstand tussen de opgerolde manchet en de rand van de zuigstomp 1 cm bedraagt.





Nu kunt u de opgerolde manchet eenvoudig achter de bol van de zuigstomp trekken. Leg de zuigstomp en de opgerolde manchet opzij en ga door naar de volgende stap.



2. Protectordop


Trek de protectordop met beide handen uit elkaar en schuif deze over de eikel. Hij moet comfortabel maar toch stevig vast zitten.



Na het aanbrengen van de protectordop moet ervoor worden gezorgd dat er zo weinig mogelijk lucht aan de bovenkant van de eikel aanwezig is. Leg vervolgens de hardplastic stomp/manchet/pomp opzij.

3. Extensie-systeem


Pak het extensie-systeem en houd de witte basising naast uw peniswortel. Verleng of verkort de staven tot ze 5 cm (2 inches) langer zijn dan de penis in slappe toestand.



Plaats de witte basising over uw penis (het beste in zithouding). Bevestig de adapter aan het uiteinde van de staven.

Aanbrengen:


1. Pak nu de reeds voorbereide hardplastic stomp/manchet/pomp. Plaats de eikel tot halverwege de stomp en rol de manchet-condoom net zover af als u wilt.



2. Druk 3-5 keer op de pomp en draai het groene ventiel naar het slotsymbool.




3. Druk tenslotte de staven met de adapter naar beneden, bevestig de C-clip aan de hardplastic stomp en laat het geheel los.



4. Nu zou u moeten voelen en zien dat de penis wordt uitgerekt.

Belangrijk: Voor het beste resultaat is continuïteit en niet een hoge trekkracht noodzakelijk.



Verwijderen van de PHALLOSAN® plus+:

Draai eerst het groene ventiel op de zuigstomp naar het pijlsymbool. Het vacuüm ontsnapt. Rol de manchet voorzichtig terug in de richting van de hardplastic stomp om het gehele zuigapparaat te verwijderen. **Rek de manchet niet uit met uw vingers, anders scheurt deze onmiddellijk.** Hij kan eenvoudig worden verwijderd door de manchet gewoon omhoog te rollen.

Bijwerkingen / Voorzorgsmaatregelen

PHALLOSAN® plus+ wordt gebruikt op eigen risico van de gebruiker, maar is veilig als de gebruiksaanwijzing wordt opgevolgd. Vooral tijdens de eerste weken van gebruik mag echter niet te hard aan de penis worden getrokken.

Als er zwellingen en/of blaren op de voorhuid of eikel verschijnen, is de instelling te sterk. Het is essentieel om te pauzeren totdat de zwelling of de blaren zijn genezen.

Stel de spanning dan iets lichter in. Wees geduldig, de procedure is qua succes vergelijkbaar met een kaakcorrectie. De continuïteit van de stretching, niet alleen de sterkte van de spanning, is de garantie voor succes!

Opgelet: Het gebruik van Phallosan plus is niet geschikt tijdens de slaap! Gelieve hiervoor PHALLOSAN® forte te gebruiken.

De trekkracht is nu optimaal ingesteld. En om het even voor welk doel:

Penisvergroting:

Gebruik de adapter minstens 6 uur per dag, 5 dagen per week. Het gaat niet om een hoge trekkracht. Het bereiken van een celstimulatie is afhankelijk van de continuïteit. Daardoor worden er nieuwe cellen gegenereerd en kan een mogelijke toename in lengte van 4,5 cm (1,9 inch) en omtrek van 2,5 cm (1,1 inch) worden bereikt.

Erectiestoornis:

5 uur per dag en 3 dagen per week zal de bloedcirculatie aanzienlijk verbeteren en uw prostaat en seksueel verlangen stimuleren.

De zwellingen zullen meer bloed kunnen opnemen en erecties zullen frequenter en langduriger zijn.

IPP/Penisverkrumming:

IPP/penisverkrumming kan worden genezen door een combinatie van PHALLOSAN® for-

te en de adapter. Belangrijk: Gebruik PHALLOSAN® forte 4 dagen per week en de adapter 2 dagen om de verkromming recht te zetten.

De verkromming wordt volledig rechtgezet wanneer nieuwe cellen in het littekenweefsel rond het verkromde gebied worden gegeneerd. Op deze manier wordt de penis volledig rechtgezet.

Hotline:

E-Mail: service@swissana.com

Voor meer informatie:

www.phallosan.info

Uw PHALLOSAN® forte team



LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING VOLLEDIG DOOR VOORDAT U HET PRODUCT GEBRUIKT

WAARSCHUWING: LET OP DE VOLGENDE OPMERKINGEN OMTRENT DE VEILIGHEID.

Het apparaat mag niet worden gedragen tijdens het plassen, tijdens sportieve activiteiten, tijdens de geslachtsgemeenschap of andere veeleisende lichamelijke activiteiten.

Het mag ook niet worden gedragen na het drinken van alcohol of het innemen van pijnstillers of bedwelmende middelen. Ook niet bij:

- wonden of ontstoken plekken op de penis of andere delen van het lichaam die in contact komen met de PHALLOSAN®-riem,
- pijn, gevoelloosheid of verkleuring van de eikel
- andere ongewenste reacties. In dergelijke gevallen moet het apparaat onmiddellijk worden losgemaakt en verwijderd.

Bij verwondingen aan de penis mag het apparaat pas dan worden gedragen als deze volledig zijn genezen.

Draag PHALLOSAN® forte/PHALLOSAN® plus+ na een operatie pas dan als uw arts het heeft goedgekeurd.

Gebruik PHALLOSAN® forte/PHALLOSAN® plus+ niet als u aderproblemen of een zwak bindweefsel hebt.

Gebruik het apparaat niet bij genitale piercings. Het apparaat mag niet worden gedragen op plaatsen met een verhoogd risico op vallen.

Bijzondere voorzichtigheid is geboden bij het traplopen of het lopen op een gladde ondergrond.

Het apparaat mag niet worden gedragen tijdens de omgang met machines, motorvoertuigen of hete voorwerpen of tijdens het fietsen of koken.

Gebruik bij het dragen/gebruiken van het apparaat geen crèmes, vaseline of andere hydraterende substanties.

Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven in deze handleiding.

Gebruik uitsluitend de meegeleverde materialen. Gebruik geen andere draagtechnieken dan die in deze handleiding zijn beschreven.

Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van producten of diensten die via deze website zijn gekocht. Dit geldt voor alle directe of indirecte schade, neven- of gevolgschade (inclusief, maar niet beperkt tot schade en verlies door bedrijfsuitval, gederfde winst, onderbreking of dergelijke). Als u vragen hebt over de hier vermelde gebruiksvoorwaarden kunt u altijd contact met ons opnemen.



Swiss Sana AG
Kirchstrasse 3
9490 Vaduz
FL-Liechtenstein

☎ 00423 235 84 77

Email: service@swissana.com

In geval van risico's of bijwerkingen
neem contact op met uw arts
of onze Phallosan-hotline



REF 5000



BRUKSANVISNING

Grattis till köpet av din PHALLOSAN® forte! PHALLOSAN® forte används sedan 18 år tillbaka över hela världen. Till och med sjukvård har börjat ersätta PHALLOSAN® forte som erhålles på recept. Vårt team bestående av urologer och medicintekniker har utvecklat den enligt vår åsikt mest effektiva och mest innovativa produkten av sitt slag, PHALLOSAN® forte.

Doel en aanwijzingen:

PHALLOSAN® forte rekommenderas för behandling av

- » Penisförstoring-penisförlängning
- » Medfödd/peniskrökning och induratio penis plastica (IPP)
- » Erektions- och potensstörning
- » Postoperative efterbehandling efter prostata-operation
- » Erektionsträning för alla åldrar

Förpackningsinnehåll:


1. En elastisk rem, som placeras kring midjan inkl. skumgummiring (A), i vilken penisens förs in till roten. Skjutspänne (B), med vilket remmen kan ställas in på längden och adapter (C), som ansluts till sugklockan.
2. a) Sugklocka i storlek S med PHALLOSAN® forte – S-manschett kondom
2. b) Sugklocka i storlek M med PHALLOSAN® forte – M-manschett kondom
2. c) Sugklocka i storlek L med PHALLOSAN® forte – L-manschett kondom och sammansatt spännclip (3)
3. Spännclip med spännfjäder för att justera spänningens intensitet med hjälp av ett trafikljus kodsyste med adapter till bältet.
- 4./5. Skyddslock för att skydda ollonet mot stark inställning av spänningen.
6. Sugball med 3-vägsventil
7. Måtmall

Bruksanvisning

Transportväska med 4 extra manchett kondomer (1 x S, 2 x M, 1 x L)

Förberedelse till användning


1. Rem



Bred ut den ortopediska PHALLOSAN® forte remmen framför dig och ställ in den på största möjliga längden med hjälp av skjutspännet (B).

2. Val av sugklocka/manchett-kondom

Beräkna den storlek på sugklockan som passar dig med medföljande måttmodell (7). Dra undan den icke erigerade penis från kroppen och mät på penisskaffet.



Klockan storlek M (2c) är redan ansluten till manchett-kondomen storlek M (2c) och dragstängens med dragfjädern, som tillhör detta set.

Skulle du behöva en annan storlek, måste du ta bort dragstängens (3).

Ta nu en klocka som passar dig och anslut den till sugpumpen, denna klickar endast fast när den befinner sig i läget med pilensymbolen (↓). Den lämpliga manchett-kondomen (2) dras över klockans vulst och dragstängens (3) sätts åter på plats.



När klockan sätts på plats måste du förvisa dig om, att klockans vulst klickar fast i manchett-kondomens spår på kondomens tjocka ände. Dras manchett-kondomen för långt över klockans vulst, går kondomen sönder.




Ovan: Fel, dragen för långt över klockan och inte pudrad!

Nedan: Rätt, och pudrad.

Beakta, att manchett-kondomen förlorar sin beläggning efter endast några dagar. Köp därför barnpuder och strö detta på manchett-kondomens yttre ytor. Det bildas ett skyddande lager, som skyddar manchett-kondomen mot slitage, mot att klistra igen och mot att slitas sönder.

Kläm fast sugklockan mellan dina knä. Rulla manchett-kondomen försiktigt med ett lätt drag fram till sugklockans kant och dra den över klockans vulst. Var försiktig och skada ej

manchett-kondomen med skarpa fingernaglar, eller liknande. Dra inte för hårt när du rullar av den.







De nya PHALLOSAN® forte manchett-kondomernas – speciella egenskaper

PHALLOSAN® forte manchett-kondomerna består av medicinskt silikon, därmed är retningar eller allergiska reaktioner uteslagna. Denna innovation ger inte bara en bättre komfort, utan manchett-kondom följer lemman på ett enastående sätt. På ett ställe är den ca 3 mm tjock, där ansluts den till klockan, det tunnaste stället är 0,3 mm tjockt, för att kunna vara mjuk och följsam kring penisskaffet.

Den för dig perfekta sugklockan är klar för användning!

3. Skyddshätta

Ta ut skyddshättan (4/5), som passar till varje penisstorlek. Dra isär skyddshättan med båda händernas tummar och fingrar och dra den över ollonet. Den bör sitta åt.



Det är viktigt, att så lite luft som möjligt tränger in till ollonspetsen när skyddshättan är på. Det är fördelaktigt att sätta fast skyddshättan när penis är något erigerad. Skyddshättan ska skydda ollonet mot biverkningar som förorsakas av en för stark draginställning. Erfarna användare kan efter några veckor

klara sig utan skyddshätta.

Alla nödvändiga förberedelser för användning är nu avslutade.

Användning:

1. För nu in penisens med skyddshättan i sugklockan och rulla ned manchett-kondomen från klockans vulst över penisens.



2. Vrid den gröna "näsan" på sugpumpens (6) ventil på sugsymbolen och använd sugpumpen genom att trycka på denna upprepade gånger med ett finger. Ollonet sugas på detta sätt ännu längre in i klockan. Manchett-kondomen följer mjukt längs penisskaffet.



3. Ställ nu in den gröna "näsan" på sugpumpens (6) ventil på slottsymbolen, för att upprätthålla det uppnådda mikro vakuum.



4. Ta nu den rem du brett ut framför dig och dra den vita skumgummiringen (A) över hela sugklockans anordning tills den ligger an mot penisroten.

5. Placera nu remmens ände kring din höft.

6. Dra nu dragstängens (3) spänne med den öppna änden mot kroppen och koppla ihop de båda öglorna (C).



-

- 

Your PHALLOSAN® forte Team

PHALLOSAN® PLUS+ BRUKSANVISNING

Läs bruksanvisningen innan du använder PHALLOSAN® plus+.

Detta är ett kompletteringsset för PHALLOSAN® forte och kan endast användas tillsammans med paketet PHALLOSAN® forte! För handledning till PHALLOSAN® forte besök www.phallosan.info!

Förpackningsinnehåll PHALLOSAN® plus+:

1. Adapter-anordning
 - » kan användas för alla klockstorlekar
 - » flexibla rörelser
 - » säkerhetsclips
 - » enkel borttagning
 - » patenterad
2. Stängsystemet med vit basring
 - » kan förlängas till varje penisstorlek
 - » optimal spänning
 - » hög eller komfortabel kraft som tillval
3. Skyddande överdel
 - » en utrustning för tryck för området kring ollonet
 - » bättre resultat tack vare
 - » mer kraft
 - » mer säkerhet
 - » högre effekt

Förpackningsinnehåll PHALLOSAN® forte:

4. Hård plastklocka med fastsatta Manschett kondomer
 - » upp till 4 storlekar för varje könsorgan
 - » transparent säkerhet
 - » mellanstorlek som tillval (stor klocka-mellanstor manchett)
 - » anti-allergiskt material
 - » 3-ventil-system
 - » Komfort möter effektivitet
5. Integrerad vakuumpump
 - » genererar ett mikro-vakuum
 - » inga skador på vävnad/svällkroppar/vener
 - » bättre resultat
 - » maximal prestanda




Förberedelse:

1. Val av sugklocka/manschett (ur PHALLOSAN® forte förpackningen)


Välj rätt storlek på klockan av hårdplast och manchettkondomen med mätmallen. Dra den slaka penisen bort från kroppen och mät penisstjertet.

Sätt fast vakuumpumpen på klockan av hårdplast. Den låses endast i läget med pil-symbolen (↑). Vrid den på pumpsymbolen (↻).


Rulla manchettkondomen över klockan av hårdplast. När manchetten sätts fast på klockan måste du se till att den förstärkta delen (skäran) på manchetten är placerad exakt på kanten av klockan av hårdplast.




Om manchetten dras för långt över klockans kant kan manchetten skadas.



Rulla manchetten försiktigt till sugklockans kant tills avståndet mellan den upprullade manchetten och sugklockans kant är 1 cm.





Nu kan du helt enkelt dra den upprullade manchetten bakom sugklockans kula. Lägg undan sugklockan och den upprullade manchetten och fortsätt med nästa steg.



2. Skyddande överdel


Dra isär den skyddande överdelen med båda händerna och skjut den över området kring ollonet. Den bör sitta bekvämt men ändå ordentligt fast.



När du har tagit på den skyddande överdelen måste du se till att det finns så lite luft som möjligt vid ollonets spets. Lägg nu undan klockan av hårdplast/manschetten/pumpen.

3. Stängsystem


Ta stängsystemet och håll den vita basringen bredvid din penisrot. Förläng eller förkorta stängerna till de är 5 cm (2 tum) längre än den slaka penis.



Placera den vita basringen över din penis (helst när du sitter). Sätt fast adapteranordningen på stängernas ände.

Användning:


1. Ta nu den redan förberedda klockan av hårdplast/manschetten/pumpen. Placera ollonet till hälften in i klockan och rulla av manchettkondomen så långt du vill.



2. Tryck pumpen 3-5 gånger och vrid den gröna ventilen på låssymbolen.




3. Till sist trycker du stängerna med adapteranordningen nedåt, sätter fast C-clipset på klockan av hårdplast och släpper.



4. Nu bör du känna och se hur penisens sträcks.

Viktigt: För det bästa resultatet krävs kontinuitet och inte stor kraft.



Borttagning av PHALLOSAN® plus+:

Vrid först på sugklockans gröna ventil på pil-symbolen. Vakuumet strömmar ut. Rulla försiktigt tillbaka manchetten i riktning mot klockan av hårdplast för att ta bort hela suganordningen. **Töj inte ut manchetten med fingrarna eftersom den annars brister omedelbart.** Den kan tas bort utan problem genom att man helt enkelt rullar manchetten uppåt.

Biverkningar / försiktighetsåtgärder

PHALLOSAN® plus+ används på egen risk, men är säkert om bruksanvisningen följs. Särskilt under de första veckorna bör man dock inte dra för hårt i penis.

Om det uppstår svullnad och/eller blåsor på huden eller ollonet är inställningen för stark. Det är viktigt att du väntar tills svullnaden eller blåsorna har läkt. Justera sedan dragkraften lite lättare. Ha tålamod, förloppet är jämförbart med en käkjustering. Kontinuiteten i sträckningen, inte bara dragstyrkan, är en garant för framgång!

Uppmärksamhet: Användningen av Phallosan plus är inte lämplig under sömnen!

Du har nu den perfekta dragkombinationen. Oavsett för vilket ändamål:

Penisförstoring:

Använd adapteranordningen minst 6 timmar om dagen, 5 dagar i veckan. Det handlar inte om mycket kraft utan en cellstimulering är beroende av kontinuitet. På detta sätt genereras nya celler och en möjlig ökning av längden om 4,5 cm (1,9 tum) och av omfånget på 2,5 cm (1,1 tum) kan nås.

Erektile dysfunktion:

5 timmar på 3 dagar per vecka leder till en mycket förbättrad genomblödning och stimulerar på detta sätt din prostata och sexuella begär.

Svällkropparna kommer att kunna ta upp mer blod och erektionerna kommer oftare och varar längre.

IPP/peniskrökning

IPP/peniskrökning kan botas genom en kombination av PHALLOSAN® forte och adapteranordning. Viktigt: Använd PHALLOSAN® forte 4 dagar i veckan och adapteranordningen 2 dagar för att rätta ut krökningen. Krökningen rättas ut fullständigt när nya celler genereras i ärrvävnaden kring det krökta området. På detta sätt blir penis helt rak.

Hotline:E-post: service@swissana.com

För ytterligare information:

www.phallosan.info

PHALLOSAN® forte teamet

**LÄS HELA BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN****VARNING: AV SÄKERHETSSKÄL BEAKTA FÖLJANDE UPPLYSNINGAR.**

Utrustningen får inte bäras när du urinerar, idrottar, har samlag eller utövar annan ansträngande kroppslig aktivitet.

Den bör inte heller bäras efter det att du konsumerat alkohol eller intagit smärt- eller rusningsmedel. Inte heller vid:

- Sår eller inflammerade ställen på penis eller andra kroppsdelar, som kommer i kontakt med PHALLOSAN®-bältet,
- Smärta, dövhetskänsla eller missfärgningar på ollonet
- Andra icke önskade reaktioner. Om detta händer måste utrustningen omedelbart lossas och tas bort

Vid skador på penis får utrustningen inte användas förrän dessa är fullständigt läkta. Använd PHALLOSAN® forte/PHALLOSAN® plus+ först efter en operation när din läkare godkänt det. PHALLOSAN® forte/PHALLOSAN® plus+ får inte användas om du har problem med venerna eller svag bindväv.

Använd inte utrustningen vid piercing i underlivet oavsett vilken typ det handlar om. Utrustningen får inte bäras i områden med fallrisk.

Var extra försiktig när du går i trappor eller på hala underlag.

Utrustningen får inte bäras när du hanterar maskiner, fordon eller varma föremål samt när du cyklar eller lagar mat.

Använd inte krämer, vaselin eller andra fuktgivande ämnen när du bär/använder utrustningen.

Använd utrustningen endast så som det beskrivs i denna handbok.

Använd endast de material som medföljer. Använd ingen annan teknik för att bära utrustningen än den som beskrivs i denna handbok.

Vi ansvarar inte för skador som orsakas av användningen av produkter eller tjänster som köpts via den här webbplatsen. Detta gäller för alla direkta eller indirekta skador, åtföljande skador eller följdskador (inklusive men inte utslutande skador och förluster genom driftavbrott, förlorad vinst, avbrott och liknande). Om du har frågor om de användningsvillkor som finns här, kan du kontakta oss när som helst.



Swiss Sana AG

Kirchstrasse 3

9490 Vaduz

FL-Liechtenstein



00423 235 84 77

Email: service@swissana.com

Vid risker eller biverkningar

kontakta din läkare

eller vår Phallosan-hotline



REF 5000



